



Diagnostics
is in our blood.



PRODUKTKATALOG

Schulungs- instrumente

Digital

Webinare

Ein interaktives Tool zur Weiterbildung; Stago bietet Webinare zur medizinischen Schulung im Bereich Thrombose und Hämostase an.

- Mehrmals jährlich neue Themen
- Registrieren Sie sich und bleiben Sie auf dem Laufenden über jedes Live-Webinar. Außerdem erhalten Sie Zugang zu früheren Ausgaben („on demand“).

www.stagowebinars.com

Podcasts

Ask Stago ist die Stago-Podcast-Reihe für das Laborpersonal rund um die tägliche Arbeit im Hämostase-Labor.

Jeden Monat und in weniger als 10 Minuten will unser Team «Expertenantworten auf Ihre Expertenfragen» geben. Die Inhalte sind wissenschaftlicher und fachlicher Natur. Sie sind als Lehrmittel für Laborfachkräfte gedacht und die besprochenen Themen sind nicht als Empfehlungen oder Kommentare zur angemessenen klinischen Praxis gedacht.

Erhältlich auf dem Stago-YouTube-Kanal und allen Podcast-Plattformen.



iHemostasis (nur für Tablets)



Ein umfassendes Schulungsinstrument über die Pathophysiologie der Blutgerinnung anhand klinischer Fälle. Für klinische Pathologen, Ärztinnen und Ärzte, Studierende der Medizin und Pharmazie, Laborpersonal, Pflegepersonal und alle, die mehr über Hämostase und Thrombose erfahren möchten.

FÜNF INTERAKTIVE LERNABSCHNITTE

- Gerinnungskaskade
- Klinische Fälle
- Praktische Handbücher
- Im Fokus
- Das Wichtigste auf einmal



Haemoscore (für Smartphone und Tablet)



In Zusammenarbeit mit internationalen Experten entwickelte Anwendung.

- Übersichtliche und einfach verständliche Zusammenstellung der weitgehend anerkannten und hilfreichsten **klinischen Scores und Diagnosealgorithmen** im Bereich von Thrombose und Hämostase.
- **42 Scores und Algorithmen zu:** TVT und LE, Schwangerschaft, Vorhofflimmern, Blutungen, Antikoagulanzen-Therapie und andere Gerinnungsstörungen..

Webinars



Available on Stagowebinars.com

Haemostasis



General information on Stago.com

Ask Stago



Available on podcast platforms

Links

- Rund um die Uhr verfügbar: Beipackzettel für Reagenzien und Anwenderdokumente für die Geräte mit Angaben zu Anwendungszweck, Testprinzip, klinischer Anwendung und Leistung können heruntergeladen werden.
- Verfügbar in mehr als 20 Sprachen*
- Rückverfolgbarkeit mit älteren Versionen jeder Packungsbeilage, wenn Sie sie benötigen.
- Unterstützung bei der Erfüllung der Akkreditierungsanforderungen

Instruction For Use



Available on Stago.com

iHemostasis



For tablets only

Haemoscore



Tablet & smartphone

* Verfügbarkeit ist vom Land abhängig

ÜBERSICHT

SYSTEME

STA R Max Systeme	6
STA Workcell Max	10
STA Compact Max Systeme	11
STA Satellite Max	14
STart Max	16
ST Genesia System	18
Thrombin Generierung: CAT	20
Plättchen Aggregometer TA-8V & TA-4V	21

DIGITALE LÖSUNGEN

Coag.One by Stago	24
Connect.One by Stago	26
My Expert QC	28
My Qualiris QC	30

REAGENZIEN

SCREENINGTESTS	34	THROMBOPHILIE	48
Prothrombinzeit (PT)	34	Wichtige physiologische Inhibitoren	48
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT)	34	Antiphospholipid Syndrom	49
Fibrinogen	35	Andere Inhibitoren	49
Thrombinzeit	35	PRIMÄRE HÄMOSTASE	51
EINZELFAKTOREN	38	Von-Willebrand-Syndrom	51
Mangelplasmen	38	Thrombozytenaggregation	52
Weitere Methoden	40	Monoklonale Antikörper	54
FIBRINBILDUNG & SPALTPRODUKTE	42	GLOBALE TESTS	56
Fibrinbildung	42	Thrombingenerierung	56
Spaltprodukte	42	KALIBRATOREN & QUALITÄTSKONTROLLEN	57
FIBRINOLYSE	44	Kalibratoren	57
Fibrinolyse	44	Qualitätskontrollen	58
ANTIKOAGULANZIEN MONITORING	45	Gefrierplasmen-Sets (ExpertCor)	59
Heparine & Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren	45	Externes Qualitätskontrollprogramm	60
Heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT)	46	SONSTIGE REAGENZIEN	61
Direkte Thrombininhibitoren (DTI)	46	Hilfsreagenzien	61

FORSCHUNGSPRODUKTE

Forschungsprodukte	64	
Gereinigte Proteine	66	
Chromogene Substrate & Aktivatoren	66	
Monoklonale Antikörper für Durchflusszytometrie	67	
Thrombingenerierung (CAT)	68	
Thrombingenerierung (ST Genesia)	68	
ExpertCor	68	
Heparininduzierte Thrombozytopenie	68	Index
		70

SYSTEME



Dieses Dokument enthält Produktinformationen, die für ein breites Publikum bestimmt sind. Es kann daher Produktspezifikationen oder Informationen enthalten, die in Ihrem Land nicht gültig sind bzw. einzelne dieser Produkte können in Ihrem Land nicht erhältlich sein.



STA R MAX SYSTEME

Der STA R Max³ ist die dritte Version des High-End-Geräts aus der „Max-Generation“. Dank der Kombination des viskositätsbasierten Detektionssystems mit dem neuen EPC Modul ist der STA R Max³ ein vollautomatisches Analysegerät, das die Probenintegrität gewährleistet und damit die hohe Qualität der Ergebnisse sichert.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit
- 1 21,5" LCD-Touchscreen
- 1 Computertisch
- STA Coag Expert
- Visuelles Alarmsystem (nur auf STA R Max³ - optional auf STA R Max)

Bestellinformation

59304 STA R Max³

59305 STA R Max³ Cap-Piercing

59306 STA R Max³ & STA Coag Expert

59307 STA R Max³ Cap-Piercing & STA Coag Expert

Parameter

- PT (Quick)
- APTT
- Fibrinogen
- Thrombinzeit
- Reptilasezeit
- Extrinsische Faktoren
- Intrinsische Faktoren
- Factor XIII
- Anti-Xa (UFH, LMWH, Rivaroxaban...)
- Anti-IIa
- D-Dimer, Fibrinmonomere & Fibrinspaltprodukte
- Antithrombin
- Protein C
- APC-R
- Protein S
- Lupus Antikoagulan
- VWF Ag & RCo
- Mikropartikel
- Plasminogen, Antiplasmin und TAFI
- Kalibratoren
- Qualitätskontrollen

Olivier Q. - Team Manager Middleware

"Das Ökosystem Gesundheit entwickelt sich rasch weiter und die Verwaltung der von IVD-Geräten und der Software erzeugten Daten wird immer wichtiger. Um unsere Kunden proaktiv zu unterstützen, hat Stago neue Kompetenzen und Positionen integriert, wie z.B. das Team der Middleware-Spezialisten, das 2012 gebildet wurde."



STA R MAX LINIE / STA R / STA R EVOLUTION EXPERT SERIES Verbrauchsmaterial

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Lösungen			
00975	STA-Desorb U	24 Flaschen	24 x 15 ml
00973	STA-Cleaner Solution	6 Flaschen	6 x 2,5 L
Verbrauchsmaterial			
38669	STA-Cuvettes	6 Rollen mit je 1000 Küvetten	6 x 1000
00802	STA-Microcups Mikroröhrchen aus silikonisiertem Glas für Reagenzien, Kontrollen und Kalibratoren	1 Box mit 100 STA-Microcups	1 x 100
00741	STA-Microtainer Plastikgefäße für Proben (1,5 ml)	1 Box mit 500 Microcontainer	1 x 500
00797	STA-Mini Reducer Kunststoffreduzierring (für 4-6 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Mini Reducer	1 x 100
00801	STA-Maxi Reducer Kunststoffreduzierring (für 8-15 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Maxi Reducer	1 x 100
00760	STA-Micro Reducer Kunststoffreduzierring (für 1-2 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Micro Reducer	1 x 100
27425	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	1 Stück	1
26674	Roter Magnetrührer (für STA-C.K. Prest)	1 Stück	1
89174	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	10 Stück	1 x 10
89238	Roter Magnetrührer (für STA-C.K. Prest)	10 Stück	1 x 10

STA R MAX LINIE / STA R / STA R EVOLUTION EXPERT SERIES

Verschleißteile

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
89156	Nadel 1 Quick change Nadel für STA R Max ² & ³ Cap-Piercing	1 Stück	1
39164	Nadel 1 für Cap-Piercing	1 Stück	1
39249	Nadel 1	1 Stück	1
39250	Nadel 2	1 Stück	1
27307	Nadel 3	1 Stück	1
27530	O-Ring / Teflonspitzen für Spritze	6 Stück O-Ring 6 Stück Teflonspitzen für Spritze	1 x 6 1 x 6
26699	Halogenlampe	1 Stück	1
27458	Flüssigkeitsfilter	1 Stück	1
39738	Flüssigkeitsfilter	10 Stück	1 x 10
27538	Hamiltonspritze und O-Ring	1 Stück	1
87063	Küvetten-Ansauggummi STA-R (V5)	2 Stück	1 x 2
38517	Luftfilter	1 Stück	1
39880	Sicherung 5 x 20 T 1A	10 Sicherungen	1 x 10
26682	Sicherung 5 x 20 T 2A	10 Sicherungen	1 x 10
26684	Sicherung 5 x 20 T 5A	10 Sicherungen	1 x 10
26681	Sicherung 5 x 20 T 6,3A	10 Sicherungen	1 x 10
39863	Sicherung 5 x 20 T 10A	10 Sicherungen	1 x 10
27576	Sicherung 6,3 x 32 T 2A	10 Sicherungen	1 x 10
27578	Sicherung 6,3 x 32 T 5A	10 Sicherungen	1 x 10
27575	Sicherung 6,3 x 32 T 6,25A	10 Sicherungen	1 x 10
27224	Sicherung 6,3 x 32 T 10A	10 Sicherungen	1 x 10
26694	Sicherung 6,3 x 32 T 15A	10 Sicherungen	1 x 10
38125	Luftfilter Photometer	1 Stück	1
39134	Röhrchendreher	2 Stück	1 x 2
80343	Reinigungskit Nadel	10 Stück	1 x 10

STA R MAX LINIE / STA R / STA R EVOLUTION EXPERT SERIES

Zubehör

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
26555	Magnetstab	1 Stück	1
27543	Adapter Microcups	2 Stück	1 x 2
27423	Mikrotainer-Adapter	2 Stück	1 x 2
39002***	Adapter Probe Mikrovolumen (Aluminium)	10 Stück	1 x 10
89434	Adapter Mikro-Schraubröhren	5 Stück	1 x 5
39010*	Proben-Tray	2 Stück	1 x 2
89086**	Proben-Tray	2 Stück	1 x 2
38777	Probenrackhalter (für 5 Racks)	1 Stück	1
39772	Probenrackhalter (für 5 Racks)	10 Stück	1 x 10
39147	Probenracks	10 Stück	1 x 10
88349	Pädiatrisches Rack + Label V2	2 Stück	1 x 2
89381	Probenracks 11-13	10 Stück	1 x 10
89257	Rack Microcontainer	2 Stück	1 x 2
89318	Mikroschraubröhrchen-Kit	2 Mikroschraubröhrchen-Racks • 10 Mikroröhrchen-Adapter • 1 Mapping-Tool	1 x 2 1 x 10
89377	Visuelles Alarmsystem	1 Stück	1

*Für STA-R Evolution

**Für STA-R Max

***Für STA-R Evolution und STA-R Max





STA WORKCELL MAX

Die STA Workcell Max ist eine innovative Probenverarbeitungsplattform, die für die strengen Anforderungen effizienter Gerinnungsdiagnostik entwickelt wurde.

Durch die Automatisierung von Front-End-Probenverarbeitung, Rack-Vorbereitung und Probenführung ermöglicht die STA Workcell Max die Kapazität von qualifizierten Labormitarbeitenden für andere, komplexere und wertschöpfende Aufgaben freizuhalten.

Bestellinformation

- 87506 Beladungsmodul
- 87510 Hettich Zentrifuge
- 87507 Abfertigungsmodul / Steuerungsmodul
- 87513 Stand Alone Abfertigungsmodul / Steuerungsmodul
- 87508 Trackelement lang
- 87511 Trackelement kurz
- 87509 Gerätetransfermodul
- 87512 Ausgabemodul





STA COMPACT MAX SYSTEME

Der STA Compact Max³ ist ein vollautomatisches Analysegerät für Labore mit mittlerem Durchsatz, das dank des EPC-Moduls und des viskositätsbasierten Detektionssystems eine Überprüfung der Probenintegrität ermöglicht, um die Qualität der Ergebnisse sicherzustellen.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit
- 1 21,5"-LCD-Touchscreen
- STA Coag Expert
- Visuelles Alarmsystem (optional)

Bestellinformation

59202 STA Compact Max³
59203 STA Compact Max³ Cap-Piercing

59206 STA Compact Max³ mit STA Coag Expert
59207 STA Compact Max³ Cap-Piercing
 mit STA Coag Expert

Parameter

- PT (Quick)
- APTT
- Fibrinogen
- Thrombinzeit
- Reptilasezeit
- Extrinsische Faktoren
- Intrinsische Faktoren
- Factor XIII
- Anti-Xa (UFH, LMWH, Rivaroxaban...)
- Anti-IIa
- D-Dimer, Fibrinmonomere & Fibrinspaltprodukte
- Antithrombin
- Protein C
- APC-R
- Protein S
- Lupus Antikoagulanzen
- VWF Ag
- Mikropartikel
- Plasminogen, Antiplasmin und TAFI
- Kalibratoren
- Qualitätskontrollen

STA COMPACT MAX LINIE / STA COMPACT

Verbrauchsmaterial

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Lösungen			
00975	STA-Desorb U	24 Flaschen	24 x 15 ml
00973	STA-Cleaner Solution	6 Flaschen	6 x 2,5 L
Verbrauchsmaterial			
38669	STA-Cuvettes	6 Rollen mit je 1000 Küvetten	6 x 1000
00802	STA-Microcups Mikroröhrchen aus silikonisiertem Glas für Reagenzien Kontroll- und Kalibratorplasmen	1 Box mit 100 STA-Microcups	1 x 100
00741	STA-Microtainer Kunststoffbehälter für Proben (1,5 ml)	1 Box mit 500 Microcontainer	1 x 500
00797	STA-Mini Reducer Kunststoffreduzierring (für 4-6 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Mini Reducer	1 x 100
00760	STA-Micro Reducer Kunststoffreduzierring (für 1-2 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Micro Reducer	1 x 100
00801	STA-Maxi Reducer Kunststoffreduzierring (für 8-15 ml Fläschchen) - verbesserte Reagenzstabilität	1 Box mit 100 STA-Maxi Reducer	1 x 100
27425	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	1 Stück	1
26674	Roter Magnetrührer (für STA-C.K. Prest)	1 Stück	1
89174	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	10 Stück	1 x 10
89238	Roter Magnetrührer (für STA-C.K. Prest)	10 Stück	1 x 10

STA COMPACT MAX LINIE / STA COMPACT Verschleißteile

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
89156	Nadel 1 Quick Change Nadel Cap-Piercing STA Compact Max ³	1 Stück	1
39022	Nadel 1 für Cap-Piercing	1 Stück	1
38646	Nadel 1	1 Stück	1
27354	Nadel 2	1 Stück	1
27307	Nadel 3	1 Stück	1
27530	O-Ring / Teflonspitzen für Spritze	6 Stück O-Ring 6 Stück Teflonspitzen für Spritze	1 x 6 1 x 6
27458	Flüssigkeitsfilter	1 Stück	1
39738	Flüssigkeitsfilter	10 Stück	1 x 10
26699	Halogenlampe	1 Stück	1
27538	Hamiltonspritze und O-Ring	1 Stück	1
27421	Küvetten-Ansauggummi STA Compact	2 Stück	1 x 2
27420	Luftfilter	2 Stück	1 x 2
80675	Luftfilter für Vakuumsteuerung	1 Stück	1
26538	Luftfilter Photometer	1 Stück	1
38125	Luftfiltervlies Photometer	1 Stück	1
87018	Schläuche für Quetschventile	6 Stück	1 x 6
80343	Reinigungskit Nadel	10 Stück	1 x 10
27037	Sicherung 6,3 x 32 T 4A	10 Sicherungen	1 x 10
27575	Sicherung 6,3 x 32 T 6,25A	10 Sicherungen	1 x 10
27225	Sicherung 6,3 x 32 T 8A	10 Sicherungen	1 x 10
27224	Sicherung 6,3 x 32 T 10A	10 Sicherungen	1 x 10
39783	Sicherung 5 x 20 T 315mA	10 Stück	1 x 10
39880	Sicherung 5 x 20 T 1A	10 Sicherungen	1 x 10
39784	Sicherung 5 x 20 T 4A	10 Stück	1 x 10
39785	Sicherung 5 x 20 T 8A	10 Stück	1 x 10
39863	Sicherung 5 x 20 T 10A	10 Sicherungen	1 x 10
26681	Sicherung 5 x 20 T 6,3A	10 Sicherungen	1 x 10

STA COMPACT MAX LINIE / STA COMPACT Zubehör

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
26555	Magnetstab	1 Stück	1
39002	Adapter Probe Mikrovolumen (Aluminium)	10 Stück	1 x 10
27543	Adapter Microcups	2 Stück	1 x 2
89377	Visuelles Alarmsystem	1 Stück	1
89369	Kühlflüssigkeit	1 Stück (1L)	1



STA SATELLITE MAX

Der STA Satellite Max eignet sich speziell für Laboratorien mit geringem Probenaufkommen. Das System wurde für eine kontinuierliche Bereitstellung der Ergebnisse und eine minimale Wartung durch den Anwender entwickelt - mit einem viskositätsbasierten Detektionssystem.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit
- 17"-LCD-Touchscreen + Externer PC

Bestellinformation

58030 STA Satellite Max

Parameter

- PT
- APTT
- Fibrinogen
- Thrombinzeit
- Anti-Xa (UFH, LMWH)
- D-Dimer
- Antithrombin
- Kalibratoren
- Qualitätskontrollen

STA SATELLITE MAX / STA SATELLITE USB

Verbrauchsmaterial

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Lösungen			
00975	STA-Desorb U	24 Flaschen	24 x 15 ml
00973	STA-Cleaner Solution	6 Flaschen	6 x 2,5 L
Verbrauchsmaterial			
39430	STA-Satellite Cuvettes	6 Rollen mit 220 Küvetten und 6 Küvettenbehälter	6 x 220
00741	STA-Microtainer Kunststoffbehälter für Proben (1,5 ml)	1 Box mit 500 Microcontainer	1 x 500
00802	STA-Microcups Mikroröhrchen aus silikonisiertem Glas für Reagenzien Kontroll- und Kalibratorplasmen	1 Box mit 100 STA-Microcups	1 x 100
00797	STA-Mini Reducer Kunststoff-DIN 18-Reducer für optimale Stabilität	1 Box mit 100 STA-Mini Reducer	1 x 100
00801	STA-Maxi Reducer Kunststoff-DIN 22-Reducer für optimale Stabilität	1 Box mit 100 STA-Maxi Reducer	1 x 100
27425	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	1 Stück	1
89174	Weißer Magnetrührer (für STA-Néoplastine und STA-NeoPTimal)	10 Stück	1 x 10
26649	Thermopapier	1 Rolle (25 m)	1
Ersatzteile			
39356	Nadel	1 Stück	1
26681	Sicherung 5 x 20 T 6,3A	10 Sicherungen	1 x 10
80132	Luftfilter	3 Stück	1 x 3
27458	Flüssigkeitsfilter	1 Stück	1
39738	Flüssigkeitsfilter	10 Stück	1 x 10
80467	Einweg-Abfallbehälter	5 Stück	1 x 5

STA SATELLITE MAX / STA SATELLITE USB

Zubehör

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
26555	Kugelextraktor	1 Stück	1
88828	Reducer DIN 14 (18,5 mm)	2 Stück	1 x 2
39968	Microcups reducer	2 Stück	1 x 2
80057	Adapter Probe Mikrovolumen	2 Stück	1 x 2
80091	Reagenzienkarussell Nr.1	1 Stück	1
80094	Probenkarussell Nr.1	1 Stück	1
80092	Reagenzienkarussell Nr.2	1 Stück	1
80095	Probenkarussell Nr.2	1 Stück	1



START MAX

Das halbautomatische Analysegerät für Gerinnungstests bietet eine auf allen Geräten der Max-Generation standardisierte Benutzeroberfläche.

Dieses System verfügt über vier Messkanäle für Gerinnungstests.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit

Bestellinformation

59017 STart Max (115/230 V)

Parameter

- PT
- APTT
- Fibrinogen
- Thrombinzeit
- Reptilasezeit
- Extrinsische Faktoren
- Intrinsische Faktoren
- Anti-Xa (bald verfügbar)
- Protein C
- Protein S
- Lupus Antikoagulation
- Kalibratoren
- Qualitätskontrollen

Elise M. Projektleiter

"Unser Ziel war es, im Rahmen der Modernisierung die Einfachheit und Robustheit des STart-Systems zu erhalten, für die es seit Jahrzehnten bekannt ist."



START MAX / START 4

Verbrauchsmaterial & Verschleißteile

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
----------	-------------	--------	---------

STart Max Verbrauchsmaterial

38876	Küvetten	150 Streifen mit je 4 Küvetten	1
26441	Stahlkugeln	1 Flasche mit 1850 Kugeln	1
86553	Combitips 2,5 ml (Einstellungsstufen jeweils 50 µL)	1 Box mit 100 Combitips	1 x 100

STart 4 Verbrauchsmaterial

38876	Küvetten	150 Streifen mit je 4 Küvetten	1
26441	Stahlkugeln	1 Flasche mit 1850 Kugeln	1
26649	Thermopapier	1 Rolle (25 m)	1
38051	Finntips 2,5 ml (Einstellungsstufen jeweils 50 µL)	1 Box mit 100 Finntips	1 x 100
38052	Finntips 1,25 ml (Einstellungsstufen jeweils 25 µL)	1 Box mit 100 Finntips	1 x 100

STart Max & STart 4 Verschleißteile

27581	Sicherung 6,3 x 32 T 3A	10 Sicherungen	1 x 10
39478	Sicherung 5 x 20 T 3,15A	10 Sicherungen	1 x 10

Zubehör

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
----------	-------------	--------	---------

STart Max Zubehör

86550	Angeschlossene Pipette	1 Stück	1
86561	Anwendungshandbuch	1 Stück	1
86562	Halterung für das Anwendungshandbuch	1 Stück	1
86551	Thermokonduktor schwarz und grau	2 Stück (1 schwarz und 1 grau)	1 x 2
86560	Stahlkugelspender	1 Stück	1
89241	10 Magnetrührer (6 x 12 mm)	10 Stück	1 x 10
89334	USB Handbarcodereader	1 Stück	1
86563	Mini USB Adapter	1 Stück	1

STart 4 Zubehör

80109	Angeschlossene Pipette	1 Stück	1
39476	Stahlkugelspender	1 Stück	1
38094	Thermokonduktor grau	1 Stück	1
38098	Thermokonduktor blau	1 Stück	1

STart Max & STart 4 Zubehör

26555	Kugelextraktor	1 Stück	1
26729	Reduzierring 5 ml Röhrchen	1 Stück	1
26405	Magnetrührer (6 x 12 mm)	1 Stück	1
27425	Weißer Magnetrührer (2 x 7 mm)	1 Stück	1
26605	Reduzierring (DIN 14)	1 Stück	1
26610	Reduzierring (DIN 18)	1 Stück	1



ST GENESIA SYSTEM

Das ST Genesis bietet ein vollautomatisches System zur Messung der Thrombingenerierung in Plasmen, mit Funktionen wie der täglichen Kalibrierung, den Referenzplasmen und der Temperaturkontrolle.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit

Bestellinformation

86814 ST Genesis

Parameter

- Lag Time
- Peak Height
- Time to Peak
- Velocity Index
- Endogenes Thrombin-Potential
- Hemmung des endogenen Thrombin-Potenzials
- Start Tail

Audrey C. Scientific Marketing Manager


"Die Thrombingenerierung einen Schritt weiter bringen: Die Automatisierung des Tests war ein Must-Have für das klinische Labor, und er ist nun in mehreren Kliniken im Einsatz und akkreditiert! Viele veröffentlichte Daten und ST Genesis-Nutzer bestätigen, dass Thrombingenerierung eine wirkliche Hilfe bei der Diagnose und dem Patientenmanagement ist. Ich bin zuversichtlich, dass der ST Genesis dazu beitragen kann, dass TG zu einem regelmäßigeren Test im Hämostase-Labor wird."



ST GENESIA

Verbrauchsmaterial

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Lösung			
00973	STA-Cleaner Solution	6 Flaschen	6 x 2,5 L
Zubehör			
86800	STG-Küvetten	12 Racks mit 40 Küvetten	12 x 40
86801	STG-Küvettenabfallbehälter	6 Einsätze	1 x 6
86855	Rack für sekundäre Probenröhrchen	1 Stück	1
86854	Rack für primäre Probenröhrchen	1 Stück	1
Verschleißteile			
86853	Kit aus 3 Filtern	3 Stück	1 x 3
27458	Flüssigkeitsfilter	1 Stück	1
39738	Flüssigkeitsfilter	10 Stück	10
39356	Nadel	1 Stück	1
86836	ST Genesia Sicherung 1A	2 Stück	1 x 2
86837	ST Genesia Sicherung 2A	2 Stück	1 x 2
86838	ST Genesia Sicherung 3A	2 Stück	1 x 2
86839	ST Genesia Sicherung 4A	2 Stück	1 x 2



CALIBRATED AUTOMATED THROMBOGRAM (CAT)

CAT ist ein umfassendes System zur Messung der Thrombingenerierung durch Fluorometrie nach der Hemker-Methode (Forschungsprodukt).

Lieferumfang

- 1 Thrombinoscope-Software
- 1 Anregungsfilter 390 nm
- 1 Emissionsfilter 460 nm
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 US-Dongle
- 1 PC

Bestellinformation

86189 CAT System QWERTY

Parameter

- Lag Time
- Peak Height
- Time to Peak
- Velocity Index
- Endogenes Thrombin-Potential
- Start Tail

CAT

Verbrauchsmaterial & Verschleißteile

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Verbrauchsmaterial			
86175	Immulon 2HB Plate	50 Mikrotiter-Platten	1 x 50
Verschleißteile			
86177	Halogenlampe	1 Stück	1
86185	Schlauchset komplett	1 Stück	1
86182	Reagenzschlauch	1 Stück	1
86176	Dispensierstift	1 Stück	1



PLÄTTCHEN AGGREGOMETER TA-8V & TA-4V

TA-8V/TA-4V sind halbautomatische Analysensysteme zur Untersuchung und Bewertung der Thrombozytenfunktion in einem plättchenreichen Citratplasma.

Lieferumfang

- 1 Zubehörkit
- 1 Bildschirm

Bestellinformation

58832 TA-8V mit QWERTY

58833 TA-4V mit QWERTY

PLÄTTCHEN AGGREGOMETER Verbrauchsmaterial

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
86921	Glasröhrchen + Rührstäbe	1000 Stück	1 x 1000

DIGITALE LÖSUNGEN



Dieses Dokument enthält Produktinformationen, die für ein breites Publikum bestimmt sind. Es kann daher Produktspezifikationen oder Informationen enthalten, die in Ihrem Land nicht gültig sind bzw. einzelne dieser Produkte können in Ihrem Land nicht erhältlich sein.

CoagOne

By Stago

COAG.ONE BY STAGO

Coag.One by Stago ist ein Middleware-System, das die Datenverwaltung organisiert, die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Produktivität mehrerer Standorte optimiert. Somit wird das Management von Hämostase-Laboratorien verbessert und effiziente Betriebsabläufe sichergestellt.

Bestellinformation

Bitte kontaktieren Sie Stago.

86765 Coag.One server license

86775 SCE upgrade to Coag.One server license

86780 Coag.One server license Workcell

86795 Coag.One site license

86785 Stago Instrument connection license

89465 Connect.One Gateway kit

86790 SCE upgrade to Coag.One server license Workcell

86770 Coag.One pre-prod server license





ConnectOne

By Stago

CONNECT.ONE BY STAGO

Durch Connect.One und dessen sichere Netzwerkarchitektur können die Laboratorien von den Services für Fernzugriff und Fernüberwachung profitieren. Über eine sichere Schnittstelle können die angeschlossenen Geräte mit Hilfe von Connect.One Daten an Stago-verwaltete Server übermitteln, etwa die Ergebnisse von Qualitätskontrollen, die Kosten pro auswertbarem Ergebnis oder den Gerätezustand und Alarmmeldungen.

Bestellinformation

Bitte kontaktieren Sie Stago.







MY EXPERT QC

My Expert QC ist ein Programm zur externen Qualitätskontrolle in Echtzeit: Auf der Grundlage des routinemäßigen Gebrauchs der Stago-Produkte zur internen Qualitätskontrolle werden die Leistungen Ihres Analysegeräts kontinuierlich überwacht. My Expert QC bietet einen flexiblen Gruppenvergleich sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene und ist für alle Stago-Qualitätskontrollen einsetzbar (Routine- und Spezialtests).

Das My-Expert-QC-Programm ist rund um die Uhr verfügbar auf www.myexpertqc.com

Bestellinformation

Bitte kontaktieren Sie Stago.

82127 My Expert QC Jahresvertrag



SCHLÜSSELFUNKTIONEN



globales IQK- VERGLEICHSPROGRAMM FÜR HÄMOSTASE

- Alle Routine-IQK und spezialisierten Tests sind verfügbar.
- Nationale und internationale Benutzerbasis.
- Gleichzeitige Verwaltung mehrerer IQK-Chargen.



VERGLEICH IN ECHTZEIT

- Automatische Übermittlung der IQK-Daten.
- Wöchentliche, monatliche oder kumulative Statistikberichte.
- Warnmeldungen und statistische Analysen innerhalb weniger Sekunden.



VEREINFACHTE IQK-VERWALTUNG

- Robuste Grafiken und statistische Indikatoren.
- Zugriff auf zahlreiche Berichte und unterschiedliche Vergleichsgruppen.
- Individuell einstellbare Vergleichsniveaus.





MY QUALIRIS QC

In Verbindung mit Ihren internen Qualitätskontrollen ermöglicht ein Programm zur externen Qualitätsbewertung (EQA) den Vergleich mit der Laborleistung anderer Teilnehmer.

Blindplasma, dass mehrere Konzentrationsniveaus und die meisten klinischen Situationen abdeckt, wird für regelmäßige Kontrollen bereitgestellt. Wenige Tage nach dem Stichtag zur Datenübermittlung wird ein monatlicher Bericht zugesendet, der einen Direktvergleich mit farblich gekennzeichneten Warnhinweisen und Grafiken enthält. Ein Jahresbericht ermöglicht den monatspezifischen Vergleich der Ergebnisse.

My Qualiris QC kann von allen Laboratorien eingesetzt werden, unabhängig von den verwendeten Reagenzien und Geräten.

Bestellinformation

Bitte kontaktieren Sie Stago.

- 01044 Qualiris QC Premium S1
- 01045 Qualiris QC Premium S2
- 01046 Qualiris QC Experience
- 01047 Qualiris QC Heparin HBPM/LMWH
- 01048 Qualiris QC Heparin HNF/UHF
- 01049 Qualiris QC D-Dimer
- 01050 Qualiris Diagnostic Challenge
- 01063 Qualiris QC Lupus Anticoagulant
- 01187 Qualiris QC Dabigatran
- 01188 Qualiris QC FM-FDP
- 01272 Qualiris QC DOAC Anti-Xa
- 85093 Qualiris QC Premium Factors
- 85094 Qualiris QC Premium Thrombophilia

Pascal M. Qualiris & EIQC Manager

"My Qualiris QC von Stago ist ein unabhängiges Programm zur externen Qualitätskontrolle und entwickelt sich stetig weiter. Stago passt sich den neuesten Entwicklungen an und bietet neue Programme für FM und die DOAK. Ein spezielles Qualiris-Team steht bereit, um Sie bei Ihrer täglichen Arbeit zu begleiten."





REAGENZIEN



REAGENZIEN

Dieses Dokument enthält Produktinformationen, die für ein breites Publikum bestimmt sind. Es kann daher Produktspezifikationen oder Informationen enthalten, die in Ihrem Land nicht gültig sind bzw. einzelne dieser Produkte können in Ihrem Land nicht erhältlich sein.

SCREENINGTESTS

Extrinsisches System

Prothrombinzeit (PT)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
01163	STA-NeoPTimal 5 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1)	6 Flaschen STA-NeoPTimal 5 • 6 Flaschen Lösungsmittel	6 x 5 ml
01164	STA-NeoPTimal 10 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1)	12 Flaschen STA-NeoPTimal 10 • 12 Flaschen Lösungsmittel	12 x 10 ml
01165	STA-NeoPTimal 20 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1)	12 Flaschen STA-NeoPTimal 20 • 12 Flaschen Lösungsmittel	12 x 20 ml
00665	STA-Néoplastine R 15 Rekombinantes Thromboplastin zur Bestimmung der Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1)	12 Flaschen STA-Néoplastine R 15 • 12 Flaschen Lösungsmittel	12 x 15 ml
00761	STA-Hepato-Prest 4 Bestimmung der kombinierten Faktoren II-VII-X	12 Flaschen STA-Hepato-Prest	12 x 4 ml
00762	STA-Hepato-Prest 10 Bestimmung der kombinierten Faktoren II-VII-X	12 Flaschen STA-Hepato-Prest	12 x 10 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00374	Néoplastine CI Plus 2 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1,3)	6 Flaschen Néoplastine CI Plus 2 • 6 Flaschen Lösungsmittel	6 x 2 ml
00375	Néoplastine CI Plus 5 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1,3)	6 Flaschen Néoplastine CI Plus 5 • 6 Flaschen Lösungsmittel	6 x 5 ml
00376	Néoplastine CI Plus 10 Prothrombinzeit (PT) (ISI ~ 1,3)	12 Flaschen Néoplastine CI Plus 10 • 12 Flaschen Lösungsmittel	12 x 10 ml

Intrinsisches System

Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00595	STA-PTT Automate 5 Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) (Silica-Aktivator)	12 Flaschen STA-PTT Automate 5	12 x 5 ml
00597	STA-C.K. Prest 5 Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) (Kaolin-Aktivator)	6 Flaschen STA-C.K. Prest 5 • 6 Flaschen Lösungsmittel + Aktivator	6 x 5 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00598	C.K. Prest 2 Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) (Kaolin-Aktivator)	6 Flaschen C.K. Prest 2 • 6 Flaschen Lösungsmittel + Aktivator	6 x 2 ml
00847	C.K. Prest 5 Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) (Kaolin-Aktivator)	6 Flaschen C.K. Prest 5 • 6 Flaschen Lösungsmittel + Aktivator	6 x 5 ml
00480	PTT Automate 5 Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) (Silica-Aktivator)	12 Flaschen mit PTT Automate 5	12 x 5 ml
00599	PTT-LA Lupus Antikoagulanz APTT-basiertes Reagenz	6 Flaschen PTT-LA	6 x 2 ml
Referenzplasma			
00539	Pool Norm Pool von humanen Normalplasmen	12 Flaschen Pool Norm	12 x 1 ml

Gemeinsamer Weg Fibrinogen

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00673	STA-Liquid Fib Quantitative Bestimmung von Fibrinogen nach Clauss Flüssigreagenz	12 Flaschen STA-Liquid Fib	12 x 4 ml

Fibrinbildung Thrombinzeit (TZ) - Reptilasezeit

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien & Mehrzweck-Reagenzien			
00611	STA-Thrombin 2 Bestimmung der Thrombinzeit	12 Flaschen STA-Thrombin 2	12 x 2 ml
01158	STA-Thrombin 10 Bestimmung der Thrombinzeit	12 Flaschen STA-Thrombin 10	12 x 10 ml
00614	STA-Reptilase Bestimmung der Reptilasezeit	6 Flaschen STA-Reptilase	6 x 2 ml

Magalie L. - Global Solution Product Manager

“Durch die Einsparung von 1,5 Tonnen Papier pro Jahr tragen wir unserer ökologischen Verantwortung Rechnung, während die hohe Qualität der erbrachten Leistung erhalten bleibt. Mit My Personal Space, der neuen frei zugänglichen Plattform zur Verfolgung von Dokumenten, können die meisten Papierunterlagen ersetzt werden.”



Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen

Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
PT			
01163	STA-NeoPTimal 5	Prä-Kalibration	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
01164	STA-NeoPTimal 10	Prä-Kalibration	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
01165	STA-NeoPTimal 20	Prä-Kalibration	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00665	STA-Néoplastine R 15	Prä-Kalibration	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00374	Néoplastine CI Plus 2	Unicalibrator - Kat.-Nr. 00625 Etaloquick - Kat.-Nr. 00496	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617
00375	Néoplastine CI Plus 5	Unicalibrator - Kat.-Nr. 00625 Etaloquick - Kat.-Nr. 00496	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617
00376	Néoplastine CI Plus 10	Unicalibrator - Kat.-Nr. 00625 Etaloquick - Kat.-Nr. 00496	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617



Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
APTT			
00595	STA-PTT Automate 5	N/A	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00597	STA-C.K. Prest 5	N/A	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00598	C.K. Prest 2	N/A	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617
00847	C.K. Prest 5	N/A	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617
00480	PTT Automate 5	N/A	Coag Control N+P - Kat.-Nr. 00621 System Control N+P - Kat.-Nr. 00617
Fibrinogen			
00673	STA-Liquid Fib	Prä-Kalibration STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
Thrombin - Reptilase			
00611	STA-Thrombin 2	N/A	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
01158	STA-Thrombin 10	N/A	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00614	STA-Reptilase	N/A	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989

EINZELFAKTOREN

Mangelplasmen Extrinsisches System

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00740	STA-ImmunoDef II Immundepletiertes Plasma für Faktor-II-Assay	6 Flaschen STA-ImmunoDef II	6 x 1 ml
00745	STA-Deficient II Defizientes Plasma für Faktor-II-Assay	6 Flaschen STA-Deficient II	6 x 1 ml
00744	STA-Deficient V Defizientes Plasma für Faktor-V-Assay	6 Flaschen STA-Deficient V	6 x 1 ml
00743	STA-Deficient VII Immundepletiertes Plasma für Faktor-VII-Assay	6 Flaschen STA-Deficient VII	6 x 1 ml
00738	STA-Deficient X Immundepletiertes Plasma für Faktor-X-Assay	6 Flaschen STA-Deficient X	6 x 1 ml

Sylvie L. - R&D Manager

“Die Standardisierung der Methoden zur Bestimmung von Inhibitoren gegen Gerinnungsfaktoren ist eine Herausforderung für Labore. Die Anwendung eines komplexen Algorithmus, entwickelt im Einklang mit Empfehlungen von Meinungsbildnern und kombiniert mit einer neuen, graphischen Darstellung – Faktorparallelismus – vereinfacht die Interpretation der Testergebnisse.”



Mangelplasmen

Intrinsisches System

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00728	STA-ImmunoDef VIII Immundepletiertes Plasma für Faktor-VIII-Assay	6 Flaschen STA-ImmunoDef VIII	6 x 1 ml
00734	STA-ImmunoDef IX Immundepletiertes Plasma für Faktor-IX-Assay	6 Flaschen STA-ImmunoDef IX	6 x 1 ml
00759	STA-ImmunoDef XI Immundepletiertes Plasma für Faktor-XI-Assay	6 Flaschen STA-ImmunoDef XI	6 x 1 ml
00315	STA-ImmunoDef XII Immundepletiertes Plasma für Faktor-XII-Assay	6 Flaschen STA-ImmunoDef XII	6 x 1 ml
00725	STA-Deficient VIII Immundepletiertes Plasma für Faktor-VIII-Assay	6 Flaschen STA-Deficient VIII	6 x 1 ml
00724	STA-Deficient IX Immundepletiertes Plasma für Faktor-IX-Assay	6 Flaschen STA-Deficient IX	6 x 1 ml

Claire M. - Service Manager R&D

"Im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren wir uns auf drei Hauptaufgaben: Die Entwicklung neuer Produkte, aber auch Optimierungen bestehender Reagenzien und der Anpassung von Kits für unsere Systeme. Unsere Expertise und unser Know-How unterstützt uns bei jedem Projekt und wir bieten unseren Kunden immer leistungsstarke Lösungen an. Mit der Automatisierung des TRINICHROM:VIIIIC aus dem TCOAG-Portfolio reagieren wir auf die immer stärkere Nachfrage nach chromogenen Tests zur Bestimmung des Faktor VIII."



Weitere Methoden

Asserachrom - Staclo - TriniCHROM

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Faktor VII			
00281	Staclo VIIa-rTF Koagulometrische Bestimmung von aktiviertem Faktor VII <i>Forschungsprodukt</i>	2 Flaschen von defizientem Plasma VII • 2 Flaschen rsTF-Phospholipide • 2 Flaschen F. VIIa-Kalibrator • 2 Flaschen Kontrolle 1 • 2 Flaschen Kontrolle 2 • 2 Flaschen Puffer	2 x 1 ml
00491	Asserachrom VIIa-AT Quantitative Bestimmung von Faktor-VIIa-Antithrombin-Komplex durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-AT-Peroxidase • 3 Flaschen F. VIIa-AT-Kalibrator • 3 Flaschen F. VIIa-AT Kontrolle • 3 Flaschen AT-Peroxidase-Puffer • 3 Flaschen Probenpuffer • 3 Flaschen Waschlösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00955	Asserachrom VII:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor VII:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen TMB • 3 Flaschen Anti-VII:Ag Peroxidase • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 3 Flaschen F.VII Kalibrator • 3 Flaschen Waschlösung • 3 Flaschen F.VII Kontrolle	3 x 32 Tests
Faktor VIII			
T2608	TriniCHROM Factor VIII:C Chromogener Test zur quantitativen Bestimmung von Faktor VIII:C in Humanplasma und Faktor VIII-Konzentrat	3 Flaschen Reagenz F.IXa • 3 Flaschen Reagenz FX • 3 Flaschen Substrat F.Xa • 3 Flaschen Verdünnungspuffer	3 x 2 ml 3 x 2 ml 3 x 6 ml 3 x 5 ml
00280	Asserachrom VIII:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor VIII:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-VIII:Ag-Peroxidase • 3 Flaschen F. VIII:Ag Kalibrator • 3 Flaschen F. VIII:Ag Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00919	Asserachrom VWF:FVIIIIB Quantitative Bestimmung der Bindungskapazität des von-Willebrand-Faktors an Faktor VIII durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-F. VIII-Peroxidase • 3 Flaschen rekomb. F. VIII • 3 Flaschen VWF:F. VIII-Kalibrator • 3 Flaschen VWF:F. VIII Kontrolle • 3 Flaschen Probenpuffer • 1 Flasche Waschlösung • 3 Flaschen Anti-F.VIII-Peroxidasepuffer • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
Faktor IX			
00943	Asserachrom IX:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor IX:Ag durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-IX:Ag-Peroxidase • 3 Flaschen F. IX:Ag-Kalibrator • 3 Flaschen F. IX:Ag-Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungspuffer • 1 Flasche Waschlösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
Faktor X			
00956	Asserachrom X:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor X:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-X:Ag-Peroxidase • 3 Flaschen F. X Kalibrator • 3 Flaschen F. X Kontrolle • 3 Flaschen TMB • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Waschlösung	3 x 32 Tests
Faktor XIII			
00870	Factor XIII Reagenzien Semiquantitative Bestimmung des Faktors XIII	1 Flasche gereinigtes Fibrinogen • 1 Flasche Kaolinsuspension • 1 Flasche Monochloressigsäure • 1 Flasche Calciumthrombin	1 x 2 ml
01113	K-Assay Factor XIII Quantitative Bestimmung von Faktor XIII <i>Flüssigreagenz</i>	2 Flaschen Puffer • 1 Flasche Latexreagenz	2 x 9,5 ml 1 x 6 ml
01114	K-Assay Factor XIII Calibrator Kalibrationsplasma für Faktor XIII	5 Flaschen F. XIII-Kalibrator • 1 Flasche Verdünnungspuffer	5 x 1 ml 1 x 40 ml
01115	K-Assay Coagulation Control Normales und abnormales Kontrollplasma für Faktor XIII	5 Flaschen Kontrolle Level 1 • 5 Flaschen Kontrolle Level 2	5 x 2 x 0,5 ml

Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
Mangelplasmen			
00740	STA-ImmunoDef II	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00745	STA-Deficient II	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00744	STA-Deficient V	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00743	STA-Deficient VII	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00738	STA-Deficient X	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00728	STA-ImmunoDef VIII	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00734	STA-ImmunoDef IX	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00759	STA-ImmunoDef XI	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00315	STA-ImmunoDef XII	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00725	STA-Deficient VIII	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00724	STA-Deficient IX	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
T2608	TriniCHROM Factor VIII:C	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988

FIBRINBILDUNG & SPALTPRODUKTE

Fibrinbildung Fibrinmonomere


Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00543	STA-Liatest FM Quantitative Bestimmung von Fibrinmonomeren durch Immuno-Turbidimetrie Flüssigreagenz	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 4 ml 6 x 2 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00857	F.S. Test Erfassung löslicher Fibrinmonomerkomplexe durch Hämagglutination	4 Flaschen F.S. Test-Reagenz • 4 Flaschen negative Kontrolle • 4 Flaschen positive Kontrolle	4 x 0,5 ml
00887	F.S. Test Unit Erfassung löslicher Fibrinmonomerkomplexe durch Hämagglutination	8 Flaschen F.S. Test Unit-Reagenz • 10 Testkarten • 8 Flaschen positive Kontrolle • 8 Flaschen negative Kontrolle	8 x 0,2 ml
00548	Testkarten für F.S. Test und FDP Plasma	10 Testkarten	1 x 10

Spaltprodukte D-Dimer

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00662	STA-Liatest D-Di Plus Quantitative Bestimmung von D-Dimer durch Immuno-Turbidimetrie Flüssigreagenz	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 6 ml 6 x 5 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00947	Asserachrom D-Di Quantitative Bestimmung von D-Dimer durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-D-Peroxidase • 3 Flaschen D-Di Kalibrator • 3 Flaschen D-Di Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Waschlösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00454	D-Di Test Erfassung von D-Dimer durch Latexagglutination	1 Flasche Latexreagenz • 1 Flasche Puffer • 1 Flasche negative Kontrolle • 10 Testkarten • 1 Flasche positive Kontrolle • Mischstäbe	1 x 1,3 ml
00550	Testkarten für D-Di Test	10 Testkarten	1 x 10

Céline D. - Clinical Research Associate

"Die DiET-Studie bestätigte die hervorragende klinische Leistung von Stagos D-Di in Übereinstimmung mit den Anforderungen der FDA. Dies ist die erste von Stago durchgeführte prospektive klinische Studie dieser Größenordnung (2000 Patienten, 18 Standorte ...). Die Anerkennung durch die FDA und die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse in Blood Coagulation und Fibrinolysis (Vol 27, Juli 2016) ist eine Anerkennung für das gesamte Team."



Spaltprodukte

FDP

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00649	STA-Liatest FDP Erfassung von Fibrin/ Fibrinogenspaltprodukten (FDP) <i>Flüssigreagenz</i>	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 5 ml 6 x 5 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00540	FDP Plasma Erfassung von Fibrin/ Fibrinogenspaltprodukten (FDP) im Plasma durch Latexagglutination	1 Flasche Latexreagenz • 10 Testkarten • 1 Flasche negative Kontrolle • Mischstäbe • 1 Flasche positive Kontrolle • 1 Flasche Puffer	1 x 1,3 ml
00541	FDP Plasma (Latex)	12 Flaschen Latexreagenz	12 x 1,3 ml
00551	FDP Plasma (Puffer)	12 Flaschen Puffer	12 x 20 ml
00548	Testkarten für F.S. Test und FDP Plasma	10 Testkarten	1 x 10



Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen

Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
Fibrinbildung			
00543	STA-Liatest FM	STA-FM Calibrator - Kat.-Nr. 00544	STA-FM Control - Kat.-Nr. 00545
Spaltprodukte			
00662	STA-Liatest D-Di Plus	Prä-Kalibration	STA-D-Di Control (flüssig) - Kat.-Nr. 00868 STA-Liatest Control N+P - Kat.-Nr. 00526
00649	STA-Liatest FDP	STA-FDP Calibrator - Kat.-Nr. 00655	STA-FDP Control - Kat.-Nr. 00654

FIBRINOLYSE

Fibrinolyse

TAFI - Plasminogen - Antiplasmin - tPA - PAI

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
00346	STA-Stachrom TAFI Chromogener Assay für die quantitative Bestimmung der thrombinaktivierbaren Fibrinolyse-Inhibitor-(TAFI)-Aktivität <i>Forschungsprodukt</i>	2 Flaschen Substrat • 2 Flaschen TAFI-Aktivator • 2 Flaschen TAFI-Kalibrator • 4 Flaschen Carboxypeptidase A • 2 Flaschen TAFI-Kontrolle	80 Tests
00616*	Asserachrom TAFIa/TAFIai Quantitative Bestimmung von aktiviertem und/oder inaktiviertem TAFI durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-TAFIa/TAFIai-Peroxidase • 3 Flaschen TAFIa/TAFIai-Kalibrator • 3 Flaschen TAFIa/TAFIai-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00658	STA-Stachrom Plasminogen Chromogener Assay zur Bestimmung von Plasminogen	6 Flaschen Streptokinase • 6 Flaschen Substrat	6 x 3 ml
00659	STA-Stachrom Antiplasmin Chromogener Assay zur Bestimmung von Antiplasmin	4 Flaschen Plasmin • 4 Flaschen Lösungsmittel • 4 Flaschen Substrat	4 x 2 ml 4 x 6 ml
00948	Asserachrom tPA Quantitative Bestimmung von Gewebe-Plasminogen-Aktivator (tPA) durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-tPAPeroxidase • 3 Flaschen tPA-Kalibrator • 3 Flaschen tPA-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00807	Stachrom PAI Chromogener Assay zur Bestimmung von Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 (PAI-1)	2 Flaschen Urokinase • 2 Flaschen Plasminogen • 2 Flaschen Substrat • 2 Flaschen PAI-Kalibrator 1 • 2 Flaschen PAI-Kalibrator 2 • 2 Flaschen PAI-Kalibrator 3	2 x 2 ml
00949	Asserachrom PAI 1 Quantitative Bestimmung von Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 (PAI-1) durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-PAI-1-Peroxidase • 3 Flaschen PAI-1-Kalibrator • 3 Flaschen PAI-1-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests



Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen

Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
00658	STA-Stachrom Plasminogen	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00659	STA-Stachrom Antiplasmin	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988

ANTIKOAGULANZIEN MONITORING

Heparine & Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren

UFH - LMWH - Fondaparinux - Rivaroxaban - Apixaban - Edoxaban

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Anti-Xa chromogene Assays			
00311	STA-Liquid Anti-Xa 4 Flüssigreagenz für den chromogenen Assay von UFH, LMWH, Fondaparinux (Arixtra®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) und Edoxaban (Lixiana® / Savaysa®)	6 Flaschen Substrat • 6 Flaschen Faktor Xa	6 x 4 ml
00322	STA-Liquid Anti-Xa 8 Flüssigreagenz für den chromogenen Assay von UFH, LMWH, Fondaparinux (Arixtra®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) und Edoxaban (Lixiana® / Savaysa®)	6 Flaschen Substrat • 6 Flaschen Faktor Xa	6 x 8 ml
00906	Stachrom Heparin Chromogener Assay zur Bestimmung von UFH und LMWH	4 Flaschen Antithrombin • 4 Flaschen Faktor Xa • 2 Flaschen Puffer • 4 Flaschen Substrat	4 x 4 ml
Anti-Xa koagulometrischer Assays			
00691	STA-Staclot Heparin 1 Koagulometrischer Assay zur Bestimmung von UFH und LMWH	4 Flaschen Substratplasma • 4 Flaschen Phospholipide-Ca++ • 4 Flaschen Faktor Xa	4 x 1 ml

Tristan H. - Pharmaceutical Development Director

"Nachdem das Augenmerk fünfzig Jahre lang auf den Vitamin-K-Antagonisten lag, kamen innerhalb kurzer Zeit vier direkte orale Antikoagulanzen auf den Markt: Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban. Stago hat mit den Herstellern dieser Arzneistoffe eine exklusive Zusammenarbeit vereinbart, um Tests zur Bestimmung der Plasmakonzentration der vier Wirkstoffe zu entwickeln und für Diagnosezwecke zur Verfügung zu stellen."



Heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT)

Heparininduzierte Thrombozytopenie

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01058	STic Expert HIT 5 Lateral Flow Immunoassay zur Erfassung von IgG-Antikörpern gegen Heparin-PF4	5 Tests • 1 Flasche Verdünnungspuffer	1 x 5 Tests
01059	STic Expert HIT 20 Lateral Flow Immunoassay zur Erfassung von IgG-Antikörpern gegen Heparin-PF4	20 Tests • 1 Flasche Verdünnungspuffer	1 x 20 Tests
00615	Asserachrom HPIA Bestimmung von Anti-Heparin-PF4-Antikörpern durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen HPIA-Referenz • 3 Flaschen HPIA positive Kontrolle • 3 Flaschen HPIA negative Kontrolle • 6 Flaschen Anti-Human-IgG,A,M-Peroxidase • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 6 Flaschen TMB	3 x 2 x 8 Tests
00624	Asserachrom HPIA-IgG Bestimmung von Anti-Heparin-PF4-Antikörpern der IgG-Klasse durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen HPIA-Referenz • 3 Flaschen HPIA positive Kontrolle • 3 Flaschen HPIA negative Kontrolle • 6 Flaschen Anti-Human-IgG-Peroxidase • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 6 Flaschen TMB	3 x 2 x 8 Tests

Direkte Thrombininhibitoren (DTI)

Direkte Thrombininhibitoren

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
00992	STA-ECA II Chromogener Assay zur Bestimmung von direkten Thrombin-Inhibitoren (Dabigatran)	2 Flaschen Ecarin • 2 Flaschen Substrat • 2 Flaschen Prothrombin	2 x 25 Tests

Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Reagenzien	STA-Liquid Anti-Xa Kat.-Nr. 00311 (4 ml) / Kat.-Nr. 00322 (8 ml)				
Molekül	UFH & LMWH	Fondaparinux	Rivaroxaban	Apixaban	Edoxaban
Kalibrationstyp	Zugeordnete Kalibration UFH/ LMWH Hybrid-Kalibration	Zugeordnete Kalibration	Zugeordnete Kalibration	Zugeordnete Kalibration	Zugeordnete Kalibration
Kalibratoren	STA-Multi-Hep Calibrator Kat.-Nr. 00348	STA-Fondaparinux Calibrator Kat.-Nr. 00354	STA-Rivaroxaban Calibrator Kat.-Nr. 00704	STA-Apixaban Calibrator Kat.-Nr. 01075	STA-Edoxaban Calibrator Kat.-Nr. 01073
Qualitätskontrollen	STA-Quality HNF/ UFH Kat.-Nr. 00381 STA-Quality HBPM/ LMWH Kat.-Nr. 00686	STA-Fondaparinux Control Kat.-Nr. 00355	STA-Rivaroxaban Control Kat.-Nr. 00706	STA-Apixaban Control Kat.-Nr. 01074	STA-Edoxaban Control Kat.-Nr. 01072

Reagenzien	STA-Staclot Heparin Kat.-Nr. 00691 - Stachrom Heparin Kat.-Nr. 00906	
Molekül	UFH	LMWH
Kalibrationstyp	Zugeordnete Kalibration UFH	Zugeordnete Kalibration LMWH
Kalibratoren	STA-Hepanorm H Kat.-Nr. 00684	STA-Hepanorm HBPM Kat.-Nr. 00681
Qualitätskontrollen	STA-Heparin Control (UFH) Kat.-Nr. 00683	STA-HBPM/LMWH Control Kat.-Nr. 00682

Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
00992	STA-ECA II	STA-Dabigatran Calibrator Kat.-Nr. 00993	STA-Dabigatran Control Kat.-Nr. 00994

THROMBOPHILIE

Wichtige physiologische Inhibitoren

Antithrombin - Protein C - APCR - Protein S - C4b-bindendes Protein

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Antithrombin			
00596	STA-Stachrom AT III 3 Chromogener Assay zur Bestimmung von Antithrombin	4 Flaschen Thrombin • 4 Flaschen Substrat • 4 Flaschen Thrombin-Lösungsmittel	4 x 3 ml
00672	STA-Stachrom AT III 6 Chromogener Assay zur Bestimmung von Antithrombin	4 Flaschen Thrombin • 4 Flaschen Substrat • 4 Flaschen Thrombin-Lösungsmittel	4 x 6 ml
00568	Liatest AT III Quantitative Bestimmung von Antithrombin durch Immuno-Turbidimetrie	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 1 ml
Protein C			
00747	STA-Staclot Protein C 1 Koagulometrischer Assay zur Bestimmung von Protein C	3 Flaschen PC-defizientes Plasma • 3 Flaschen PC-Aktivator	3 x 1 ml
00737	STA-Staclot Protein C 3 Koagulometrischer Assay zur Bestimmung von Protein C	6 Flaschen PC-defizientes Plasma • 6 Flaschen PC-Aktivator	6 x 3 ml
00671	STA-Stachrom Protein C Chromogener Assay zur Bestimmung von Protein C	6 Flaschen PC-Aktivator • 6 Flaschen Substrat	6 x 6 ml
00944	Asserachrom Protein C Quantitative Bestimmung von Protein C durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-Protein-C-Peroxidase • 3 Flaschen Protein-C-Kalibrator • 3 Flaschen Protein-C-Kontrolle • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
Aktiviertes-Protein-C-Resistenz			
00721	STA-Staclot APC R Koagulometrischer Test für die Erfassung von APC Resistenz	4 Flaschen F. V-defizientes Plasma • 4 Flaschen APC • 4 Flaschen Control N • 4 Flaschen Control P • 4 Flaschen Schlangengift-Aktivator	4 x 2 ml
Protein S			
00746	STA-Staclot Protein S Koagulometrischer Assay zur Bestimmung von Protein S	2 Flaschen PS-defizientes Plasma • 2 Flaschen APC • 2 Flaschen Faktor Va	2 x 1 ml
00527	STA-Liatest Free Protein S 2 Quantitative Bestimmung von freiem Protein S durch Immuno-Turbidimetrie <i>Flüssigreagenz</i>	3 Flaschen Latexreagenz • 3 Flaschen Puffer	3 x 2 ml
00516	STA-Liatest Free Protein S 6 Quantitative Bestimmung von freiem Protein S durch Immuno-Turbidimetrie <i>Flüssigreagenz</i>	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 6 ml
00945	Asserachrom Total Protein S Quantitative Bestimmung von Gesamtprotein S durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-Gesamtprotein-S Peroxidase • 3 Flaschen Gesamtprotein-S Kalibrator • 3 Flaschen Gesamtprotein-S Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00946	Asserachrom Free Protein S Quantitative Bestimmung von freiem Protein S durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-Freies-Protein-S Peroxidase • 3 Flaschen Freies-Protein-S Kalibrator • 3 Flaschen Freies-Protein-S Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
C4b-BP			
00581	Liatest C4b-BP Quantitative Bestimmung von C4b-BP durch Immuno-Turbidimetrie <i>Forschungsprodukt</i>	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 1 ml

Antiphospholipid Syndrom

Lupus Antikoagulan (LA)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
DRVV: Screening und Bestätigung			
00339	STA-Staclot DRVV Screen 2 Erfassung von Lupus Antikoagulan durch den Diluted Russel Viper Venom Test (DRVVT)	12 Flaschen STA-Staclot DRVV Screen 2	12 x 2 ml
00333	STA-Staclot DRVV Screen 5 Erfassung von Lupus Antikoagulan durch den Diluted Russel Viper Venom Test (DRVVT)	12 Flaschen STA-Staclot DRVV Screen 5	12 x 5 ml
00334	STA-Staclot DRVV Confirm Bestätigung von Lupus Antikoagulan durch den Diluted Russel Viper Venom Test (DRVVT)	12 Flaschen STA-Staclot DRVV Confirm	12 x 2 ml
APTT-Methode: Screening und Bestätigung			
00599	PTT-LA Lupus Antikoagulan APTT-basiertes Reagenz	6 Flaschen PTT-LA	6 x 2 ml
00600	Staclot LA Screening auf Basis hexagonaler Phospholipide und Bestätigungsassay für Lupus Antikoagulan	2 Flaschen Puffer • 2 Flaschen PTT-LS • 4 Flaschen Normalplasma • 2 Flaschen Lösungsmittel • 2 Flaschen hexagonale Phospholipide	10 Tests
Referenzplasma			
00539	Pool Norm Pool humaner Normalplasmen	12 Flaschen Pool Norm	12 x 1 ml

Andere Inhibitoren

HCII - TFPI - sEPCR

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Heparin-Cofaktor-II (HCII)			
00851	Stachrom HCII Chromogener Assay zur Bestimmung von Heparin-Cofaktor-II <i>Forschungsprodukt</i>	6 Flaschen Thrombin • 2 Flaschen Puffer • 6 Flaschen Substrat	6 x 2 ml
Gewebefaktor-Inhibitor (TFPI)			
00261	Asserachrom Total TFPI Quantitative Bestimmung des gesamten Gewebefaktor-Inhibitors (TFPI) durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-Gesamt-TFPI-Peroxidase • 3 Flaschen Gesamt-TFPI Kalibrator • 3 Flaschen Gesamt-TFPI Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 6 Tabletten Ureaperoxid • 6 Tabletten OPD	3 x 32 Tests
Löslicher endothelialer Protein-C-Rezeptor (sEPCR)			
00264	Asserachrom sEPCR Quantitative Bestimmung des löslichen, endothelialen Protein-C-Rezeptors durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen TMB • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 3 Flaschen sEPCR-Kalibrator • 3 Flaschen sEPCR Kontrolle • 3 Flaschen Anti-sEPCR-Peroxidase	3 x 32 Tests

Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
Antithrombin (AT)			
00596	STA-Stachrom AT III 3	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
00672	STA-Stachrom AT III 6	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988 STA-Quali-Clot III - Kat.-Nr. 00989
Protein C			
00747	STA-Staclot Protein C 1	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00737	STA-Staclot Protein C 3	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00671	STA-Stachrom Protein C	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
Protein S			
00746	STA-Staclot Protein S	STA-Unicalibrator - Kat.-Nr. 00675	STA-Quali-Clot I - Kat.-Nr. 00982 STA-Quali-Clot II - Kat.-Nr. 00988
00527	STA-Liatest Free Protein S 2	Prä-Kalibration	STA-Liatest Control N+P - Kat.-Nr. 00526
00516	STA-Liatest Free Protein S 6	Prä-Kalibration	STA-Liatest Control N+P - Kat.-Nr. 00526
LA			
00339	STA-Staclot DRVV Screen 2	N/A	STA-Control LA 1+2 - Kat.-Nr. 00201
00333	STA-Staclot DRVV Screen 5	N/A	STA-Control LA 1+2 - Kat.-Nr. 00201
00334	STA-Staclot DRVV Confirm	N/A	STA-Control LA 1+2 - Kat.-Nr. 00201
00600	Staclot LA	N/A	STA-Control LA 1+2 - Kat.-Nr. 00201



PRIMÄRE HÄMOSTASE

Von-Willebrand-Syndrom Von-Willebrand-Faktor (VWF)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
VWF			
01191	STA-VWF:Rco Bestimmung der funktionellen Aktivität des Von-Willebrand-Faktors basierend auf der Ristocetin-Cofaktor-Aktivität	3 Flaschen humane, lyophilisierte Thrombozyten • 3 Flaschen Ristocetin • 1 Flasche TBS Puffer • 2 Flaschen Kalibrator • 3 Flaschen normale Kontrolle • 3 Flaschen abnormale Kontrolle	3 x 20 Tests
00518	STA-Liatest VWF:Ag Quantitative Bestimmung des Von-Willebrand-Faktors durch Immuno-Turbidimetrie	4 Flaschen Latexreagenz • 4 Flaschen Puffer • 4 Flaschen Latex Verdünnungsmittel	4 x 5 ml
00942	Asserachrom VWF:Ag Quantitative Bestimmung des Von-Willebrand-Faktors durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-VWF-Peroxidase • 3 Flaschen VWF-Kalibrator • 3 Flaschen VWF-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00239	Asserachrom VWF:CB Quantitative Bestimmung der Collagen-Bindungskapazität des Von-Willebrand-Faktors durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-VWF-Peroxidase • 3 Flaschen VWF:CB-Kalibrator • 3 Flaschen VWF:CB-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00919	Asserachrom VWF:FVIII Quantitative Bestimmung der FVIII-Bindungskapazität des Von-Willebrand-Faktors durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen rekomb. FVIII • 3 Flaschen VWF:FVIII Kalibrator • 3 Flaschen VWF:FVIII Kontrolle • 3 Flaschen rekomb. FVIII und Peroxidasepuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00501	Ristocetin <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Ristocetin	100 mg

Kombinationen Reagenzien Kalibratoren-Qualitätskontrollen



Kat.-Nr.	Reagenzien	Kalibratoren	Qualitätskontrollen
Faktor VWF			
00518	STA-Liatest VWF:Ag	STA-Liatest VWF:Ag Calibrator - Kat.-Nr. 00520	STA-Liatest Control N+P - Kat.-Nr. 00526

Plättchen

Durchflusszytometrie & ELISA

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Durchflusszytometrie			
00449	PLT VASP/P2Y12 Zur Überwachung von P2Y12 ADP-Rezeptor-Antagonisten mittels Durchflusszytometrie	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche PGE1 + ADP • 1 Flasche PGE1 • 1 Flasche Fixiermittel • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle • 1 Flasche Anti-VASP-P-Maus monoklonaler Antikörper • 1 Flasche Verdünnungsmittel	10 Proben
00111	PLT GP Receptors Quantitative Bestimmung von Plättchenoberflächenglykoproteinen mittels Durchflusszytometrie	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche Fixiermittel • 1 Flasche TRAP • 1 Flasche Anti-Gp IIb/IIIa • 1 Flasche Anti-Gp Ib • 1 Flasche Anti-Gp IIIa • 1 Flasche Anti-GMP 140 • 1 Flasche Kalibrator • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungsmittel	5 Proben
00452	Platelet PAlg Kit für die Quantifizierung von plättchenassoziiertem Immunglobulin mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche MAb • 1 Flasche Puffer • 1 Flasche Kalibrator • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungsmittel	10 Proben
00457	Platelet Calibrator Kit für die Quantifizierung von individuellem Plättchenantigen mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche Kalibrator • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG1 • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG2a • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG2b • 1 Flasche Verdünnungsmittel	50 Proben
00418	Platelet GP Screen Kit zur Quantifizierung von Plättchen-Glykoprotein mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche MAb2-Anti-Gp Ia • 1 Flasche kalibrierte Beads • 1 Flasche MAb2-Anti-Gp Ib • 1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche MAb2-Anti-Gp IIIa • 1 Flasche Verdünnungsmittel	10 Proben
00420	Megamix Beads für Zytometereinstellungen in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01077	Megamix-Plus FSC Beads für Zytometereinstellungen FSC in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01078	Megamix-Plus SSC Beads für Zytometereinstellungen SSC in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01169	MP-Count Beads Absolute Zählung Mikropartikel mittels Durchflusszytometrie von PPP oder gereinigten Mikropartikeln <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche 3 ml	100 Tests
ELISA-Test			
01076	Cy-Quant VASP/P2Y12 Zur Überwachung von P2Y12 ADP-Rezeptor-Antagonisten mittels ELISA	96 teilbare Anti-VASP beschichtete Wells • 3 Flaschen PGE1 • 3 Flaschen PGE1 + ADP • 1 Flasche Verdünnungsmittel • 1 Flasche TMB • 1 Flasche Anti-VASP-P Peroxidase • 1 Flasche Stopplösung • 1 Flasche Waschlösung • 1 Flasche Lyse-Puffer	96 Tests
01514	Cy-Quant MV/TF Activity Kit zur quantitativen Messung der Aktivität von TF <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Waschlösung • 1 Flasche nicht-blockender TF-Ab • 1 Flasche Anti-TF-Ab • 2 Flaschen Mischung FVII + FX • 1 Flasche Verdünnungsmittel • 1 Flasche Stopplösung • 1 Flasche chromogenes Substrat • 2 Flaschen Kalibrator • 2 Flaschen Kontrolle für niedrige Aktivität • 2 Flaschen Kontrolle für hohe Aktivität	96 Tests

Plättchen

Plättchenaggregation und Aktivierungsmarker

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
86922	Arachidonic acid	3 Flaschen Arachidonsäure	3 x 1 ml
86923	ADP	3 Flaschen ADP	3 x 1 ml
86924	Collagen	3 Flaschen Collagen	3 x 1 ml
86925	Epinephrin	3 Flaschen Epinephrin	3 x 1 ml
86926	TRAP 6	3 Flaschen TRAP 6	3 x 1 ml
00501	Ristocetin <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Ristocetin	100 mg

Aktivierungsmarker

00950	Asserachrom β TG Quantitative Bestimmung von β -Thromboglobulin (β -TG) durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti- β -TG-Peroxidase • 3 Flaschen β -TG-Kalibrator • 3 Flaschen β -TG-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00951	Asserachrom PF4 Quantitative Bestimmung von Plättchenfaktor 4 (PF4) durch ELISA-Verfahren	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-PF4-Peroxidase • 3 Flaschen PF4-Kalibrator • 3 Flaschen PF4-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests

Monoklonale Antikörper

Durchflusszytometrie

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Marker der Thrombozytenaggregationshemmung			
01033	CD32, clone 2B2, purif.		0,1 mg
01031	CD36, clone 10.5, purif.		0,1 mg
01030	CD36, clone 10.5, FITC		100 Tests
01032	CD36, clone 10.5, PE		100 Tests
01025	CD41, clone PL2 49, purif.		0,1 mg
01024	CD41, clone PL2 49, FITC		100 Tests
01026	CD41, clone PL2 49, PE		100 Tests
01028	CD42b, clone ALMA 19, purif.		0,1 mg
01027	CD42b, clone ALMA 19, FITC		100 Tests
01029	CD42b, clone ALMA 19, PE		100 Tests
01017	CD61, clone 4F8, purif.		0,1 mg
01016	CD61, clone 4F8, FITC		100 Tests
01022	CD62P, clone LYP20, purif.		0,1 mg
01021	CD62P, clone LYP20, FITC		100 Tests
01023	CD62P, clone LYP20, PE		100 Tests
01005	Fibrinogen, clone 9F9, FITC		100 Tests
01083	GPVI, clone 1G5, purif.		0,1 mg
01084	GPVI, clone 1G5, PE		100 Tests
Anti-endotheliale Zellmarker			
01006	CD146, clone COM3D9, purif.		100 Tests
01007	CD146, clone COM2F6, purif.		100 Tests
01008	CD146, clone COM5G6, purif.		100 Tests
01148	CD146, clone COM7A4, purif.		0,1 mg
01010	CD146, clone COM7A4, FITC		100 Tests
01009	CD146, clone COM7A4, Biot.		100 Tests
01149	CD146, clone S-ENDO 1, purif.		0,1 mg
01013	CD146, clone S ENDO 1, FITC		100 Tests
01015	CD146, clone S ENDO 1, PE		100 Tests
01012	CD146, clone S ENDO 1, Biot.		100 Tests

Monoklonale Antikörper

Durchflusszytometrie

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Isotypische negative Kontrollen			
01019	Ctl. neg. IgG1 purif. (2DNP2H11)		0,1 mg
01018	Ctl. neg. IgG1 FITC (2DNP2H11)		100 Tests
01020	Ctl. neg. IgG1 PE (2DNP2H11)		100 Tests
01038	Ctl. neg. IgG2a purif. (2DNP16C12)		0,1 mg
01037	Ctl. neg. IgG2a FITC (2DNP16C12)		100 Tests
01039	Ctl. neg. IgG2a PE (2DNP16C12)		100 Tests
01035	Ctl. neg. IgG2b purif. (2DNP14G5)		0,1 mg
01034	Ctl. neg. IgG2b FITC (2DNP14G5)		100 Tests
01036	Ctl. neg. IgG2b PE (2DNP14G5)		100 Tests



Globale Tests

Thrombingenerierung ST Genesia

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01277	STG-BleedScreen <i>Forschungsprodukt</i>	3 Flaschen STG-Bleedscreen • 3 Flaschen STG-RefPlasma BLS • 3 Flaschen STG-QualiTest Norm BLS • 3 Flaschen STG-QualiTest Low BLS	3 x 4 x 1 ml
01278	STG-DrugScreen <i>Forschungsprodukt</i>	3 Flaschen STG-Drugscreen • 3 Flaschen STG-RefPlasma DS • 3 Flaschen STG-QualiTest Norm DS • 3 Flaschen STG-QualiTest Low DS	3 x 4 x 1 ml
01133	STG-ThromboScreen	3 Flaschen STG-ThromboScreen -TM • 3 Flaschen STG-ThromboScreen+TM • 3 Flaschen STG-RefPlasmen TS • 3 Flaschen STG-QualiTest High TS • 3 Flaschen STG-QualiTest Norm TS • 3 Flaschen STG-QualiTest Low TS	3 x 6 x 1 ml
01141	STG-Cal&Fluo	3 Flaschen STG-ThrombiCal • 3 Flaschen STG-FluoStart • 3 Flaschen STG-FluoSet	3 x 2 ml 3 x 1,5 ml 3 x 1,5 ml
01140	STG-ThrombiClean	6 Flaschen STG-ThrombiClean	6 x 2 ml



KALIBRATOREN & QUALITÄTSKONTROLLEN

Kalibratoren

STA-System-Reagenzien & Mehrzweckreagenzien

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00675	STA-Unicalibrator Kalibratoren für PT (%), Fibrinogen, Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC, PS, Plasminogen, Antiplasmin	6 Flaschen STA-Unicalibrator	6 x 1 ml
00520	STA-VWF:Ag Calibrator Kalibrationsplasma für Von-Willebrand-Faktor-Assay durch Immuno-Turbidimetrie	6 Flaschen STA-VWF:Ag Calibrator	6 x 1 ml
00544	STA-FM Calibrator Kalibrationsplasmen für Assay von Fibrinmonomeren durch Immuno-Turbidimetrie (STA-Liatest FM)	2 Flaschen STA-FM Calibrator 1 • 2 Flaschen STA-FM Calibrator 2 • 2 Flaschen STA-FM Calibrator 3 • 2 Flaschen STA-FM Calibrator 4 • 2 Flaschen STA-FM Calibrator 5	2 x 5 x 1 ml
00655	STA-FDP Calibrator Kalibrationsplasmen für Assay von Fibrin/Fibrinogenspaltprodukten durch Immuno-Turbidimetrie (STA-Liatest FDP)	2 Flaschen STA-FDP Calibrator 1 • 2 Flaschen STA-FDP Calibrator 2 • 2 Flaschen STA-FDP Calibrator 3 • 2 Flaschen STA-FDP Calibrator 4 • 2 Flaschen STA-FDP Calibrator 5	2 x 5 x 1 ml
00684	STA-Hepanorm H Kalibrationsplasmen für UFH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Staclot Heparin/Stachrom Heparin)	4 Flaschen STA-Hepanorm H 0 • 4 Flaschen STA-Hepanorm H 3 • 4 Flaschen STA-Hepanorm H 6	4 x 3 x 1 ml
00681	STA-Hepanorm HBPM/LMWH Kalibrationsplasmen für LMWH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Staclot Heparin/Stachrom Heparin)	4 Flaschen STA-Hepanorm HBPM/LMWH 0 • 4 Flaschen STA-Hepanorm HBPM/LMWH 4 • 4 Flaschen STA-Hepanorm HBPM/LMWH 9	4 x 3 x 1 ml
00348	STA-Multi Hep Calibrator Kalibrationsplasmen für Heparinassay (UFH und LMWH) mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	4 Flaschen STA-Multi Hep Calibrator 0 • 4 Flaschen STA-Multi Hep Calibrator 4 • 4 Flaschen STA-Multi Hep Calibrator 7 • 4 Flaschen STA-Multi Hep Calibrator 10 • 4 Flaschen STA-Multi Hep Calibrator 18	4 x 5 x 1 ml
00354	STA-Fondaparinux Calibrator Kalibrationsplasmen für Fondaparinux (Arixtra®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	2 Flaschen STA-Fondaparinux Calibrator 0 • 2 Flaschen STA-Fondaparinux Calibrator 9 • 2 Flaschen STA-Fondaparinux Calibrator 18	2 x 3 x 1 ml
00704	STA-Rivaroxaban Calibrator Kalibrationsplasmen für Rivaroxaban (Xarelto®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Rivaroxaban Calibrator 0 • 3 Flaschen STA-Rivaroxaban Calibrator 1 • 3 Flaschen STA-Rivaroxaban Calibrator 2 • 3 Flaschen STA-Rivaroxaban Calibrator 3	3 x 4 x 1 ml
01075	STA-Apixaban Calibrator Kalibrationsplasmen für Apixaban (Eliquis®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Apixaban Calibrator 0 • 3 Flaschen STA-Apixaban Calibrator 1 • 3 Flaschen STA-Apixaban Calibrator 2 • 3 Flaschen STA-Apixaban Calibrator 3	3 x 4 x 1 ml
01073	STA-Edoxaban Calibrator Kalibrationsplasmen für Edoxaban (Lixiana®, Savaysa®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Edoxaban Calibrator 0 • 3 Flaschen STA-Edoxaban Calibrator 1 • 3 Flaschen STA-Edoxaban Calibrator 2 • 3 Flaschen STA-Edoxaban Calibrator 3	3 x 4 x 1 ml
00993	STA-Dabigatran Calibrator Kalibrationsplasmen für Dabigatran (Pradaxa®) Assay mittels chromogener Ecarin-Methode (STA-ECA II)	2 Flaschen STA-Dabigatran Calibrator 0 • 2 Flaschen STA-Dabigatran Calibrator 1 • 2 Flaschen STA-Dabigatran Calibrator 2 • 2 Flaschen STA-Dabigatran Calibrator 3 • 2 Flaschen STA-Dabigatran Calibrator 4	2 x 5 x 1 ml
Mehrzweck-Reagenzien			
00625	Unicalibrator Kalibrationsplasma für PT (%), Fibrinogen, Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC, PS	6 Flaschen Unicalibrator	6 x 1 ml
00496	Etaloquick Kalibrationsplasmen für die Bestimmung der Prothrombinzeit (%), INR)	4 Flaschen Etaloquick 1 • 4 Flaschen Etaloquick 2 • 4 Flaschen Etaloquick 3	4 x 3 x 0,5 ml

Qualitätskontrollen

STA-System-Reagenzien

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
STA-System-Reagenzien			
00554	STA-Routine QC 2 mL Normale und pathologische Kontrollplasmen für PT, INR, APTT, Fibrinogen, Thrombinzeit (N) und AT	12 Flaschen STA-Routine QC 2 ml N • 12 Flaschen STA-Routine QC 2 ml P	12 x 2 x 2 ml
00679	STA-Coag Control N+P Normale und pathologische Kontrollplasmen für PT, APTT, Fibrinogen, Thrombinzeit (N) und AT	12 Flaschen STA-Coag Control N • 12 Flaschen STA-Coag Control P	12 x 2 x 1 ml
00678	STA-System Control N+P Normale und pathologische Kontrollplasmen für PT, APTT, Fibrinogen, Thrombinzeit (N), Reptilasezeit (N), Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC, PS, Plasminogen, Antiplasmin	12 Flaschen STA-System Control N • 12 Flaschen STA-System Control P	12 x 2 x 1 ml
00982	STA-Quali-Clot I Normales Kontrollplasma für PT, APTT, Owren-PT, Fibrinogen, Thrombinzeit, Reptilasezeit, Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC, PS, Plasminogen, Antiplasmin	24 Flaschen STA Quali-Clot I	24 x 1 ml
00988	STA-Quali-Clot II Abnormales Kontrollplasma für PT, APTT, Owren-PT, Fibrinogen, Thrombinzeit, Reptilasezeit, Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC, PS, Plasminogen, Antiplasmin	24 Flaschen STA Quali-Clot II	24 x 1 ml
00989	STA-Quali-Clot III Abnormales Kontrollplasma für PT, APTT, Owren-PT, Fibrinogen, Thrombinzeit, Reptilasezeit, AT	24 Flaschen STA Quali-Clot III	24 x 1 ml
00526	STA-Liatest Control N+P Normale und abnormale Kontrollplasmen für STA-Liatest VWF:Ag und STA-Liatest Free Protein S durch Immuno-Turbidimetrie	12 Flaschen STA-Liatest Control N • 12 Flaschen STA-Liatest Control P	12 x 2 x 1 ml
00868	STA-D-Di Control Kontrollplasmen in zwei unterschiedlichen Level für Assays von D-Dimeren durch Immuno-Turbidimetrie (STA-Liatest D-Di und STA-Liatest D-Di Plus)	6 Flaschen STA-D-Di Control 1 • 6 Flaschen STA-D-Di Control 2	6 x 2 x 2 ml
00654	STA-FDP Control Kontrollen für Fibrin/Fibrinogenspaltprodukten Assay durch Immuno-Turbidimetrie (STA-Liatest FDP)	6 Flaschen STA-FDP Control 1 • 6 Flaschen STA-FDP Control 2	6 x 2 x 1,5 ml
00545	STA-FM Control Kontrollplasmen für Assays von Fibrinmonomeren durch Immuno-Turbidimetrie (STA-Liatest FM)	6 Flaschen STA-FM Control 1 • 6 Flaschen STA-FM Control 2	6 x 2 x 1 ml
00201	STA-Control LA 1+2 Kontrollplasmen für Lupus Antikoagulanz-Tests	3 Flaschen STA-Control LA 1 • 3 Flaschen STA-Control LA 2	3 x 2 x 1 ml
00682	STA-HBPM/LMWH Control Kontrollplasmen für LMWH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Staclot Heparin/Stachrom Heparin)	6 Flaschen STA-Quality HBPM/LMWH Control 3 • 6 Flaschen STA-Quality HBPM/LMWH Control 8	6 x 2 x 1 ml
00683	STA-Heparin Control Kontrollplasmen für UFH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Staclot Heparin/Stachrom Heparin)	6 Flaschen STA-Heparin Control 2 • 6 Flaschen STA-Heparin Control 5	6 x 2 x 1 ml
00381	STA-Quality HNF/UFH Kontrollplasmen für UFH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	6 Flaschen STA-Quality HNF/UFH 2 • 6 Flaschen STA-Quality HNF/UFH 7	6 x 2 x 1 ml

Qualitätskontrollen

STA-System-Reagenzien & Mehrzweckreagenzien

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
00686	STA-Quality HBPM/LMWH Kontrollplasmen für LMWH-Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	6 Flaschen STA-Quality HBPM/LMWH 8 • 6 Flaschen STA-Quality HBPM/LMWH 14	6 x 2 x 1 ml
00355	STA-Fondaparinux Control Kontrollplasmen für Fondaparinux (Arixtra®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Fondaparinux Control 5 • 3 Flaschen STA-Fondaparinux Control 14	3 x 2 x 1 ml
00706	STA-Rivaroxaban Control Kontrollplasmen für Rivaroxaban (Xarelto®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Rivaroxaban Control 1 • 3 Flaschen STA-Rivaroxaban Control 2	3 x 2 x 1 ml
01074	STA-Apixaban Control Kontrollplasmen für Apixaban (Eliquis®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Apixaban Control 1 • 3 Flaschen STA-Apixaban Control 2	3 x 2 x 1 ml
01072	STA-Edoxaban Control Kontrollplasmen für Edoxaban (Lixiana®, Savaysa®) Assay mit Anti-Xa-Verfahren (STA-Liquid Anti-Xa)	3 Flaschen STA-Edoxaban Control 1 • 3 Flaschen STA-Edoxaban Control 2	3 x 2 x 1 ml
00994	STA-Dabigatran Control Kontrollplasmen für Dabigatran (Pradaxa®) Assay mittels chromogener Ecarin-Methode (STA-ECA II)	3 Flaschen STA-Dabigatran Control 1 • 3 Flaschen STA-Dabigatran Control 2	3 x 2 x 1 ml

Mehrzweck-Reagenzien

00621	Coag Control N+P Normale und abnormale Kontrollplasmen für PT, APTT, Fibrinogen, Thrombinzeit (N)	12 Flaschen Coag Control N • 12 Flaschen Coag Control P	12 x 2 x 1 ml
00617	System Control N+P Normale und abnormale Kontrollplasmen für PT, APTT, Fibrinogen, Thrombinzeit (N), Reptilasezeit (N), Faktor-Assays (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), AT, PC/PS	12 Flaschen System Control N • 12 Flaschen System Control P	12 x 2 x 1 ml
00867	D-Di Negative Plasma Negative Plasmen für D-Dimer Assay durch Immuno-Turbidimetrie	6 Flaschen D-Di Negativ Plasma	6 x 1 ml

STic Expert HIT

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01513	STic Expert HIT Control Positiv- und Negativkontrollen für STic Expert HIT	1 Flasche Positivkontrolle • 1 Flasche Negativkontrolle	1 x 2 x 0,25ml

Gefrierplasmen-Sets (ExpertCor)

ExpertCor

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01306	ExpertCor Routine <i>Forschungsprodukt</i>	30 Flaschen für PT, APTT und Fibrinogen • 5 Flaschen für INR	35 x 1,5 ml
01307	ExpertCor DDI <i>Forschungsprodukt</i>	20 Flaschen	20 x 1 ml
01308	ExpertCor UFH <i>Forschungsprodukt</i>	10 Flaschen	10 x 1 ml
01309	ExpertCor LMWH <i>Forschungsprodukt</i>	10 Flaschen	10 x 1 ml

Externes Qualitätskontrollprogramm

My Qualiris QC

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01044	Qualiris QC Premium S1 Ungetestete Plasmen zur externen Qualitätskontrolle von PT, APTT, Fibrinogen, TZ, Reptilasezeit, endogenen Faktoren, exogenen Faktoren, Faktor XIII, VWF, AT, PC, PS, Antiplasmin, Plasminogen	12 Flaschen - Semester 1	12 x 1 ml
01045	Qualiris QC Premium S2 Ungetestete Plasmen zur externen Qualitätskontrolle von PT, APTT, Fibrinogen, TZ, Reptilasezeit, endogenen Faktoren, exogenen Faktoren, Faktor XIII, VWF, AT, PC, PS, Antiplasmin, Plasminogen	12 Flaschen - Semester 2	12 x 1 ml
01046	Qualiris QC Experience Ungetestete Plasmen zur externen Qualitätskontrolle von PT, APTT, Fibrinogen, TT, Reptilasezeit, endogenen Faktoren, exogenen Faktoren, Faktor XIII, VWF, AT, PC, PS, Antiplasmin, Plasminogen	6 Flaschen - Jahresabonnement	6 x 1 ml
01049	Qualiris QC D-Dimer Ungetestete Plasmen für externe Qualitätskontrolle von D-Dimer	6 Flaschen - Jahresabonnement	6 x 1 ml
01048	Qualiris QC Heparin HNF/UFH Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von UFH	6 Flaschen - Jahresabonnement	6 x 1 ml
01047	Qualiris QC Heparin HBPM/LMWH Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von LMWH	6 Flaschen - Jahresabonnement	6 x 1 ml
01063	Qualiris QC Lupus Anticoagulant Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von Lupus-Antikoagulans	6 Flaschen - Jahresabonnement	6 x 1 ml
01050	Qualiris Diagnostic Challenge Ungetestete Plasmen mit 3 zugehörigen klinischen Fallbeispielen	6 Flaschen - Jahresabonnement	2 x 3 x 1 ml
01188	Qualiris QC FM-FDP Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von FM-FDP	6 Flaschen - Jahresabonnement	2 x 3 x 1 ml
01272	Qualiris QC DOAC Anti-Xa Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von DOAC Anti-Xa (Rivaroxaban, Apixaban & Edoxaban)	9 Flaschen - Jahresabonnement	3 x 3 x 1 ml
01187	Qualiris QC Dabigatran Ungetestete Plasmen für die externe Qualitätskontrolle von Dabigatran	4 Flaschen - Jahresabonnement	2 x 2 x 1 ml
85093	Qualiris QC Premium Factors Monatliche externe Qualitätskontrolle für die Faktoren II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, VWF	Faktor-Option, Qualiris-QC-Premium-Plasma verwenden	N/A
85094	Qualiris QC Premium Thrombophilia Monatliche externe Qualitätskontrolle von Antithrombin, Protein C, Protein S, Plasminogen und Antiplasmin	Thrombophilie-Option, Qualiris-QC-Premium-Plasma verwenden	N/A

SONSTIGE REAGENZIEN

Hilfsreagenzien

Lösungen und Testkarten

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Lösungen			
00975	STA-Desorb U	24 Flaschen STA-Desorb U	24 x 15 ml
00973	STA-Cleaner Solution	6 Flaschen STA-Cleaner Solution	6 x 2,5 L
00367	STA-CaCl ₂ 0,025 M	24 Flaschen STA-CaCl ₂ 0,025 M	24 x 15 ml
00360	STA-Owren Koller	24 Flaschen STA-Owren-Koller Puffer • pH 7,35	24 x 15 ml
00279	PEG 25%	6 Flaschen PEG 25%	6 x 2,5 ml
00555	Asserachrom Washing Solution	2 Flaschen Reinigungslösung für Asserachrom	2 x 50 ml
00773	STA CaCl ₂ 0,01M	12 Flaschen STA-CaCl ₂ 0,01M	12 x 20 ml
00890	Citrat buffer	Für die Kapillar-Citratblut-Methode mit STA-Hepato-Prest	12 x 20 ml
Testkarten			
00550	Testkarten für D-Di Test	10 Testkarten	1 x 10
00548	Testkarten für F.S. Test und FDP Plasma	10 Testkarten	1 x 10

FORSCHUNGS- PRODUKTE



Dieses Dokument enthält Produktinformationen, die für ein breites Publikum bestimmt sind. Es kann daher Produktspezifikationen oder Informationen enthalten, die in Ihrem Land nicht gültig sind bzw. einzelne dieser Produkte können in Ihrem Land nicht erhältlich sein.

FORSCHUNGSPRODUKTE

Forschungsprodukte

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Aktivitätsmethoden			
00281	Staclot VIIa-rTF Chronometrische Bestimmung des aktivierten Faktor VII <i>Forschungsprodukt</i>	2 Flaschen von defizientem Plasma VII • 2 Flaschen Puffer • 2 Flaschen rsTF-Phospholipide • 2 Flaschen F. VIIa-Kalibrator • 2 Flaschen Kontrolle 1 • 2 Flaschen Kontrolle 2	2 x 1 ml
00851	Stachrom HCII Chromogener Test auf Heparin-Cofaktor II <i>Forschungsprodukt</i>	6 Flaschen Thrombin • 6 Flaschen Substrat • 2 Flaschen Puffer	6 x 2 ml
00346	STA-Stachrom TAFI Chromogener Assay zur quantitativen Bestimmung der Aktivität des Thrombin-aktivierbaren Fibrinolyse-Inhibitors (TAFI) <i>Forschungsprodukt</i>	2 Flaschen TAFI-Aktivator • 2 Flaschen Substrat • 4 Flaschen Carboxypeptidase A • 2 Flaschen TAFI-Kalibrator • 2 Flaschen TAFI-Kontrolle	80 Tests
00429	STA-Procoag PPL Koagulometrische Bestimmung von prokoagulativer Phospholipidaktivität <i>Forschungsprodukt</i>	3 Flaschen prokoagulatives depletiertes Phospholipid • 3 Flaschen Control N • 3 Flaschen Control P • 3 Flaschen Faktor Xa	3 x 40 Tests
ELISA-Verfahren			
00955	Asserachrom VII:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor VII:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen TMB • 3 Flaschen Anti-VII:Ag Peroxidase • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 3 Flaschen mit F.VII Kalibrator • 3 Flaschen Waschlösung • 3 Flaschen mit F.VII Kontrolle	3 x 32 Tests
00491	Asserachrom VIIa-AT Quantitative Bestimmung von Faktor-VIIa-Antithrombin-Komplex durch ELISA Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-AT-Peroxidase • 3 Flaschen F. VIIa-AT-Kalibrator • 3 Flaschen F. VIIa-AT Kontrolle • 3 Flaschen AT-Peroxidase-Puffer • 3 Flaschen Probenpuffer • 3 Flaschen Waschlösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00956	Asserachrom X:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor X:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-X:Ag-Peroxidase • 3 Flaschen F. X Kalibrator • 3 Flaschen F. X Kontrolle • 3 Flaschen TMB • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Waschlösung	3 x 32 Tests
00280	Asserachrom VIII:Ag Quantitative Bestimmung von Faktor VIII:Ag durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-VIII:Ag-Peroxidase • 3 Flaschen F. VIII:Ag Kalibrator • 3 Flaschen F. VIII:Ag Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Waschlösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests
00264	Asserachrom sEPCR Quantitative Bestimmung des löslichen, endothelialen Protein-C-Rezeptors durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen TMB • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 3 Flaschen sEPCR-Kalibrator • 3 Flaschen sEPCR Kontrolle • 3 Flaschen Anti-sEPCR-Peroxidase	3 x 32 Tests
00261	Asserachrom Total TFPI Quantitative Bestimmung des gesamten Gewebefaktor-Inhibitors (TFPI) durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-Gesamt-TFPI-Peroxidase • 3 Flaschen Gesamt-TFPI Kalibrator • 3 Flaschen Gesamt-TFPI Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 6 Tabletten Ureaperoxid • 6 Tabletten OPD	3 x 32 Tests
00616	Asserachrom TAFIa/TAFIai Quantitative Bestimmung von aktiviertem und/oder inaktiviertem TAFI durch ELISA-Verfahren <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 3 Flaschen Anti-TAFIa/TAFIai-Peroxidase • 3 Flaschen TAFIa/TAFIai-Kalibrator • 3 Flaschen TAFIa/TAFIai-Kontrolle • 3 Flaschen Verdünnungspuffer • 1 Flasche Reinigungslösung • 3 Flaschen TMB	3 x 32 Tests

Forschungsprodukte

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01004	Cy-Quant ELISA sCD146 Quantitative Bestimmung von löslichem CD146 <i>Forschungsprodukt</i>	3 x 2 beschichtete Streifen • 6 Tabletten OPD	3 x 32 Tests
01514	Cy-Quant MV/TF Activity Kit zur quantitativen Messung der Aktivität von TF <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Waschlösung • 1 Flasche nicht-blockender TF-Ab • 1 Flasche Anti-TF-Ab • 2 Flaschen Mischung FVII + FX • 1 Flasche Verdünnungsmittel • 1 Flasche Stopplösung • 1 Flasche chromogenes Substrat • 2 Flaschen Kalibrator • 2 Flaschen Kontrolle für niedrige Aktivität • 2 Flaschen Kontrolle für hohe Aktivität	96 Tests

Immuno-turbidimetrische Verfahren

00581	Liatest C4b-BP Quantitative Bestimmung von C4b-BP durch Immuno-Turbidimetrie <i>Forschungsprodukt</i>	6 Flaschen Latexreagenz • 6 Flaschen Puffer	6 x 1 ml
-------	--	---	----------

Durchflusszytometrie

00452	Platelet PAIg Kit für die Quantifizierung von plättchenassoziiertem Immunglobulin mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche MAb • 1 Flasche Puffer • 1 Flasche Kalibrator • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle • 1 Flasche Verdünnungsmittel	10 Proben
00457	Platelet Calibrator Kit für die Quantifizierung von individuellem Plättchenantigen mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche Kalibrator • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG1 • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG2a • 1 Flasche negative isotypische Kontrolle IgG2b • 1 Flasche Verdünnungsmittel	50 Proben
00418	Platelet GP Screen Kit zur Quantifizierung von Plättchen-Glykoprotein mittels Durchflusszytometrie <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche MAb2-Anti-Gp Ia • 1 Flasche kalibrierte Beads • 1 Flasche MAb2-Anti-Gp Ib • 1 Flasche Nachweisreagenz • 1 Flasche MAb2-Anti-Gp IIIa • 1 Flasche Verdünnungsmittel	10 Proben
00420	Megamix Beads für Zytometereinstellungen in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01077	Megamix-Plus FSC Beads für Zytometereinstellungen FSC in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01078	Megamix-Plus SSC Beads für Zytometereinstellungen SSC in der Mikropartikelanalyse <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche Beads	50 Tests
01169	Mp-Count Beads Absolute Zählung Mikropartikel mittels Durchflusszytometrie von PPP oder gereinigten Mikropartikeln <i>Forschungsprodukt</i>	1 Flasche 3 ml	100 Tests

Gereinigte Proteine

Kat.-Nr.	Produktname	Packung
00461	Purified VWF	1 Flasche
00519	Purified Fibrinogen	1 Flasche
00557	Purified Prothrombin	1 Flasche
00896	Purified Thrombin (Human)	1 Flasche
00462	Purified Factor X	1 Flasche
00912	Purified Factor Xa	1 Flasche
00888	Purified AT III	1 Flasche
00463	Purified Heparin Cofactor II	1 Flasche
00828	Purified APC	1 Flasche
00392	Purified β 2 GlycoProtein I	1 Flasche
00964	Purified Bovine Thrombin	1 Flasche

Chromogene Substrate & Aktivatoren

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Chromogene Substrate			
00811	CBS 31.39 (Faktor Xa)	Haltbarkeit maximal 3 Monate	1 Flasche
00873	CBS 34.47 (Thrombin)	Haltbarkeit maximal 3 Monate	1 Flasche
Aktivatoren			
00823	Ecarin	Haltbarkeit maximal 3 Monate	1 Flasche
00830	r-Hirudin	Haltbarkeit maximal 3 Monate	1 Flasche
00501	Ristocetin	Haltbarkeit maximal 3 Monate	100 mg

Monoklonale Antikörper für Durchflusszytometrie

Kat.-Nr.	Produktname	Packung
Marker der Thrombozytenaggregationshemmung		
01033	CD32, clone 2B2, purif.	0,1 mg
01031	CD36, clone 10.5, purif.	0,1 mg
01030	CD36, clone 10.5, FITC	100 Tests
01032	CD36, clone 10.5, PE	100 Tests
01025	CD41, clone PL2 49, purif.	0,1 mg
01024	CD41, clone PL2 49, FITC	100 Tests
01026	CD41, clone PL2 49, PE	100 Tests
01028	CD42b, clone ALMA 19, purif.	0,1 mg
01027	CD42b, clone ALMA 19, FITC	100 Tests
01029	CD42b, clone ALMA 19, PE	100 Tests
01017	CD61, clone 4F8, purif.	0,1 mg
01016	CD61, clone 4F8, FITC	100 Tests
01022	CD62P, clone LYP20, purif.	0,1 mg
01021	CD62P, clone LYP20, FITC	100 Tests
01023	CD62P, clone LYP20, PE	100 Tests
01005	Fibrinogen, clone 9F9, FITC	100 Tests
01083	GPVI, clone 1G5, purif.	0,1 mg
01084	GPVI, clone 1G5, PE	100 Tests
Anti-endotheliale Zellmarker		
01006	CD146, clone COM3D9, purif.	100 Tests
01007	CD146, clone COM2F6, purif.	100 Tests
01008	CD146, clone COM5G6, purif.	100 Tests
01148	CD146, clone COM7A4, purif.	0,1 mg
01010	CD146, clone COM7A4, FITC	100 Tests
01009	CD146, clone COM7A4, Biot.	100 Tests
01149	CD146, clone S ENDO 1, purif.	0,1 mg
01013	CD146, clone S ENDO 1, FITC	100 Tests
01015	CD146, clone S ENDO 1, PE	100 Tests
01012	CD146, clone S ENDO 1, Biot.	100 Tests
Isotypische negative Kontrollen		
01019	Ctl. neg. IgG1 purif. (2DNP2H11)	0,1 mg
01018	Ctl. neg. IgG1 FITC (2DNP2H11)	100 Tests
01020	Ctl. neg. IgG1 PE (2DNP2H11)	100 Tests
01038	Ctl. neg. IgG2a purif. (2DNP16C12)	0,1 mg
01037	Ctl. neg. IgG2a FITC (2DNP16C12)	100 Tests
01039	Ctl. neg. IgG2a PE (2DNP16C12)	100 Tests
01035	Ctl. neg. IgG2b purif. (2DNP14G5)	0,1 mg
01034	Ctl. neg. IgG2b FITC (2DNP14G5)	100 Tests
01036	Ctl. neg. IgG2b PE (2DNP14G5)	100 Tests

Thrombingenerierung (CAT)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
86192	Thrombin Calibrator	20 Flaschen	20 x 1 ml
86196	PRP Reagenzien	20 Flaschen	20 x 1 ml
86222	MP Reagenzien	20 Flaschen	20 x 1 ml
86193	PPP Reagenzien	20 Flaschen	20 x 1 ml
86194	PPP Reagenzien Low	20 Flaschen	20 x 1 ml
86195	PPP Reagenzien High	20 Flaschen	20 x 1 ml
86197	FluCa kit	20 Flaschen Puffer • 1 Flasche Substrat	20 x 1,6 ml 1 x 0,9 ml

Thrombingenerierung (ST Genesis)

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01277	STG-BleedScreen	3 Flaschen STG-BleedScreen • 3 Flaschen STG-RefPlasmen BLS • 3 Flaschen STG-QualiTest Norm BLS • 3 Flaschen STG-QualiTest Low BLS	3 x 4 x 1 ml
01278	STG-DrugScreen	3 Flaschen STG-DrugScreen • 3 Flaschen STG-RefPlasmen DS • 3 Flaschen STG-QualiTest Norm DS • 3 Flaschen STG-QualiTest Low DS	3 x 4 x 1 ml

ExpertCor

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
Gefrierplasmen-Sets			
01306	ExpertCor Routine	30 Flaschen für PT, APTT und Fibrinogen • 5 Flaschen für INR	35 x 1,5 ml
01307	ExpertCor DDI	20 Flaschen	20 x 1 ml
01308	ExpertCor UFH	10 Flaschen	10 x 1 ml
01309	ExpertCor LMWH	10 Flaschen	10 x 1 ml

Heparininduzierte Thrombozytopenie

Kat.-Nr.	Produktname	Inhalt	Packung
01522	5B9 Monoclonal Antibody	0,5 mg monoklonaler Antikörper 5B9, lyophilisiert	3 x 0,5 mg



INDEX

5B9 Monoclonal Antibody	68
10 Magnetrührer (6 x 12 mm)	17

A

Adapter Microcups	9, 13
Adapter Mikro-Schraubühren	9
Adapter Probe Mikrovolumen	15
Adapter Probe Mikrovolumen (Aluminium)	9, 13
ADP	53
Angeschlossene Pipette	17
Anwendungshandbuch	17
Arachidonic acid	53
Asserachrom D-Di	42
Asserachrom Free Protein S	48
Asserachrom HPIA	46
Asserachrom HPIA-IgG	46
Asserachrom IX:Ag	40
Asserachrom PAI 1	44
Asserachrom PF4	53
Asserachrom Protein C	48
Asserachrom sEPCR	49, 64
Asserachrom β TG	53
Asserachrom TAFIa/TAFIai	44, 64
Asserachrom Total Protein S	48
Asserachrom Total TFPI	49, 64
Asserachrom tPA	44
Asserachrom VIIa-AT	40, 64
Asserachrom VII:Ag	40, 64
Asserachrom VIII:Ag	40, 64
Asserachrom VWF:Ag	51
Asserachrom VWF:CB	51
Asserachrom VWF:FVIII	40, 51
Asserachrom Washing Solution	61
Asserachrom X:Ag	40, 64

C

CBS 31.39 (Factor Xa)	66
CBS 34.47 (Thrombin)	66
CD32, clone 2B2, purif.	54, 67
CD36, clone 10.5, FITC	54, 67
CD36, clone 10.5, PE	54, 67
CD36, clone 10.5, purif.	54, 67
CD41, clone PL2 49, FITC	54, 67
CD41, clone PL2 49, PE	54, 67
CD41, clone PL2 49, purif.	54, 67
CD42b, clone ALMA 19, FITC	54, 67
CD42b, clone ALMA 19, PE	54, 67
CD42b, clone ALMA 19, purif.	54, 67
CD61, clone 4F8, FITC	54, 67
CD61, clone 4F8, purif.	54, 67
CD62P, clone LYP20, FITC	54, 67
CD62P, clone LYP20, PE	54, 67
CD62P, clone LYP20, purif.	54, 67
CD146, clone COM2F6, purif.	54, 67
CD146, clone COM3D9, purif.	54, 67
CD146, clone COM5G6, purif.	54, 67
CD146, clone COM7A4, Biot.	54, 67
CD146, clone COM7A4, FITC	54, 67
CD146, clone COM7A4, purif.	54, 67
CD146, clone S ENDO 1, Biot.	54, 67
CD146, clone S ENDO 1, FITC	54, 67
CD146, clone S ENDO 1, PE	54, 67
CD146, clone S ENDO 1, purif.	67
CD146, clone S-ENDO 1, purif.	54
Citrat buffer	61
C.K. Prest 2	34
C.K. Prest 5	34
Coag Control N+P	59

Coag.One	24
Collagen	53
Combitips 2,5 ml	17
Connect.One	26
Ctl. neg. IgG1 FITC (2DNP2H11)	55, 67
Ctl. neg. IgG1 PE (2DNP2H11)	55, 67
Ctl. neg. IgG1 purif. (2DNP2H11)	55, 67
Ctl. neg. IgG2a FITC (2DNP16C12)	55, 67
Ctl. neg. IgG2a PE (2DNP16C12)	55, 67
Ctl. neg. IgG2a purif. (2DNP16C12)	55, 67
Ctl. neg. IgG2b FITC (2DNP14G5)	55, 67
Ctl. neg. IgG2b PE (2DNP14G5)	55, 67
Ctl. neg. IgG2b purif. (2DNP14G5)	55, 67
Cy-Quant ELISA sCD146	65
Cy-Quant MV/TF Activity	52, 65
Cy-Quant VASP/P2Y12	52, 65

D

D-Di Negative Plasma	59
D-Di Test	42
Dispensierstift	20

E

Ecarin	66
Einweg-Abfallbehälter	15
Epinephrin	53
Etaloquick	57
ExpertCor DDI	59, 68
ExpertCor LMWH	59, 68
ExpertCor Routine	59, 68
ExpertCor UFH	59, 68

F

Factor XIII Reagenzien	40
FDP Plasma	43
FDP Plasma (Latex)	43
FDP Plasma (Puffer)	43
Fibrinogen, clone 9F9, FITC	54, 67
Finntips 1,25 ml	17
Finntips 2,5 ml	17
FluCa kit	68
Flüssigkeitsfilter	8, 13, 15, 19
F.S. Test	42
F.S. Test Unit	42

G

Glasröhrchen + Rührstäbe	21
GPVI, clone 1G5, PE	54, 67
GPVI, clone 1G5, purif.	54, 67

H

Halogenlampe	8, 13, 20
Halterung für das Anwendungshandbuch	17
Hamiltonspritze und O-Ring	8, 13

I

Immulon 2HB Plate	20
-------------------	----

K

K-Assay Coagulation Control	40
K-Assay Factor XIII	40
K-Assay Factor XIII Calibrator	40
Kit aus 3 Filtern	19
Kugelextraktor	15, 17
Kühlfüssigkeit	13
Küvetten	17
Küvetten-Ansauggummi STA Compact	13
Küvetten-Ansauggummi STA-R (V5)	8

L

Liatest AT III	48
Liatest C4b-BP	48, 65
Luftfilter	8, 13, 15
Luftfilter für Vakuumsteuerung	13
Luftfilter Photometer	8, 13
Luftfiltervlies Photometer	13

M

Magnetührer (6 x 12 mm)	17
Magnetstab	9, 13
Megamix	52, 65
Megamix-Plus FSC	52, 65
Megamix-Plus SSC	52, 65
Microcups reducer	15
Mikrotainer-Adapter	9
Mini USB Adapter	17
Mp-Count Beads	65
MP-Count Beads	52
MP Reagenzien	68

My Expert QC	28	Sicherung 5 x 20 T 6,3A	8, 13, 15
My Qualiris QC	30	Sicherung 5 x 20 T 8A	13
		Sicherung 5 x 20 T 10A	8, 13
N		Sicherung 5 x 20 T 315mA	13
Nadel	15, 19	Sicherung 6,3 x 32 T 2A	8
Nadel 1	8, 13	Sicherung 6,3 x 32 T 3A	17
Nadel 2	8, 13	Sicherung 6,3 x 32 T 4A	13
Nadel 3	8, 13	Sicherung 6,3 x 32 T 5A	8
Néoplastine CI Plus 2	34, 36	Sicherung 6,3 x 32 T 6,25A	8, 13
Néoplastine CI Plus 5	34, 36	Sicherung 6,3 x 32 T 8A	13
Néoplastine CI Plus 10	34, 36	Sicherung 6,3 x 32 T 10A	8, 13
		Sicherung 6,3 x 32 T 15A	8
O		STA-Apixaban Calibrator	57
O-Ring / Teflonspitzen für Spritze	8, 13	STA-Apixaban Control	59
		STA-CACL2 0,01M	61
P		STA-CaCl2 0,025 M	61
Pädiatrisches Rack + Label V2	9	Stachrom HCII	49, 64
PEG 25%	61	Stachrom Heparin	45
Platelet Calibrator	52, 65	Stachrom PAI	44
Platelet GP Screen	52, 65	STA-C.K. Prest 5	34
Platelet PAIg	52, 65	STA-Cleaner Solution	7, 12, 15, 19, 61
PLT GP Receptors	52	Staclot LA	49
PLT VASP/P2Y12	52	Staclot Vlla-rTF	40, 64
Pool Norm	34, 49	STA-Coag Control N+P	58
PPP Reagenzien	68	STA Compact Max 3	11
PPP Reagenzien High	68	STA-Control LA 1+2	58
PPP Reagenzien Low	68	STA-Cuvettes	7, 12
Probenkarussell Nr.1	15	STA-Dabigatran Calibrator	57
Probenkarussell Nr.2	15	STA-Dabigatran Control	59
Probenrackhalter	9	STA-D-Di Control	58
Probenracks	9	STA-Deficient II	38
Probenracks 11-13	9	STA-Deficient IX	39
Proben-Tray	9	STA-Deficient V	38
PRP Reagenzien	68	STA-Deficient VII	38
PTT Automate 5	34	STA-Deficient VIII	39
PTT-LA	34, 49	STA-Deficient X	38
Purified APC	66	STA-Desorb U	7, 12, 15, 61
Purified AT III	66	STA-ECA II	46
Purified Bovine Thrombin	66	STA-Edoxaban Calibrator	57
Purified Factor X	66	STA-Edoxaban Control	59
Purified Factor Xa	66	STA-FDP Calibrator	57
Purified Fibrinogen	66	STA-FDP Control	58
Purified Heparin Cofactor II	66	STA-FM Calibrator	57
Purified Prothrombin	66	STA-FM Control	58
Purified β2 GlycoProtein I	66	STA-Fondaparinux Calibrator	57
Purified Thrombin (Human)	66	STA-Fondaparinux Control	59
Purified VWF	66	STA-HBPM/LMWH Control	58
		STA-Hepanorm H	57
Q		STA-Hepanorm HBPM/LMWH	57
Qualiris Diagnostic Challenge	60	STA-Heparin Control	58
Qualiris QC Dabigatran	60	STA-Hepato-Prest 4	34
Qualiris QC D-Dimer	60	STA-Hepato-Prest 10	34
Qualiris QC DOAC Anti-Xa	60	Stahlkugeln	17
Qualiris QC Experience	60	Stahlkugelspender	17
Qualiris QC FM-FDP	60	STA-ImmunoDef II	38
Qualiris QC Heparin HBPM/LMWH	60	STA-ImmunoDef IX	39
Qualiris QC Heparin HNF/UFH	60	STA-ImmunoDef VIII	39
Qualiris QC Lupus Anticoagulant	60	STA-ImmunoDef XI	39
Qualiris QC Premium Factors	60	STA-ImmunoDef XII	39
Qualiris QC Premium S1	60	STA-Liatest Control N+P	58
Qualiris QC Premium S2	60	STA-Liatest D-Di Plus	42
Qualiris QC Premium Thrombophilia	60	STA-Liatest FDP	43
		STA-Liatest FM	42
R		STA-Liatest Free Protein S 2	48
Rack für primäre Probenröhrchen	19	STA-Liatest Free Protein S 6	48
Rack für sekundäre Probenröhrchen	19	STA-Liatest VWF:Ag	51
Rack Microcontainer	9	STA-Liquid Anti-Xa 4	45
Reagenzienkarussell Nr.1	15	STA-Liquid Anti-Xa 8	45
Reagenzienkarussell Nr.2	15	STA-Liquid Fib	35
Reagenzschlauch	20	STA-Maxi Reducer	7, 12, 15
Reduzierring 5 ml Röhrchen	17	STA-Microcups	7, 12, 15
Reduzierring (DIN 14)	17	STA-Micro Reducer	7, 12
Reduzierring (DIN 18)	17	STA-Microtainer	7, 12, 15
Reinigungskit Nadel	8, 13	STA-Mini Reducer	7, 12, 15
r-Hirudin	66	STA-Multi Hep Calibrator	57
Ristocetin	51, 53, 66	STA-Néoplastine R 15	34
Röhrchendrehröle	8	STA-NeoPTimal 5	34
Roter Magnetrührer	7, 12	STA-NeoPTimal 10	34
		STA-NeoPTimal 20	34
S		STA-Owren Koller	61
Schläuche für Quetschventile	13	STA-Procoag PPL	64
Schlauchset komplett	20	STA-PTT Automate 5	34
Sicherung 5 x 20 T 1A	8, 13	STA-Quali-Clot I	58
Sicherung 5 x 20 T 2A	8	STA-Quali-Clot II	58
Sicherung 5 x 20 T 3,15A	17	STA-Quali-Clot III	58
Sicherung 5 x 20 T 4A	13	STA-Quality HBPM/LMWH	59
Sicherung 5 x 20 T 5A	8	STA-Quality HNF/UFH	58

STA-Reptilase	35	STic Expert HIT 20	46
STA-Rivaroxaban Calibrator	57	STic Expert HIT Control	59
STA-Rivaroxaban Control	59	System Control N+P	59
STA-Routine QC 2 ml	58		
STA-Satellite Cuvettes	15	T	
STA-Stachrom Antiplasmin	44	Testkarten für D-Di Test	42
STA-Stachrom AT III 3	48	Testkarten für D-Di Test kit	61
STA-Stachrom AT III 6	48	Testkarten für F.S. Test und FDP Plasma	42, 43
STA-Stachrom Plasminogen	44	Testkarten für F.S. Test und FDP Plasma kits	61
STA-Stachrom Protein C	48	Thermokonduktor blau	17
STA-Stachrom TAFI	44, 64	Thermokonduktor grau	17
STA-Staclot APC R	48	Thermokonduktor schwarz und grau	17
STA-Staclot DRVV Confirm	49	Thermopapier	15, 17
STA-Staclot DRVV Screen 2	49	Thrombin Calibrator	68
STA-Staclot DRVV Screen 5	49	TRAP 6	53
STA-Staclot Heparin 1	45	TriniCHROM Factor VIII:C	40
STA-Staclot Protein C 1	48		
STA-Staclot Protein C 3	48	U	
STA-Staclot Protein S	48	Unicalibrator	57
STA-System Control N+P	58	USB Handbarcodereader	17
STA-Thrombin 2	35		
STA-Thrombin 10	35	V	
STA-Unicalibrator	57	Visuelles Alarmsystem	13
STA-VWF:Ag Calibrator	57		
STA-VWF:Rco	51	W	
STA Workcell Max	10	Weißer Magnetrührer	7, 12, 15
STG-BleedScreen	56, 68	Weißer Magnetrührer (2 x 7 mm)	17
STG-Cal&Fluo	56		
STG-DrugScreen	56, 68		
ST Genesis Sicherung 1A	19		
ST Genesis Sicherung 2A	19		
ST Genesis Sicherung 3A	19		
ST Genesis Sicherung 4A	19		
STG-Küvetten	19		
STG-Küvettenabfallbehälter	19		
STG-ThrombiClean	56		
STG-ThromboScreen	56		
STic Expert HIT 5	46		

Asserachrom, Calibrated Automated Thrombogram (CAT), C.K. Prest, Coag.One, Connect.One, CY-Quant, D-Di Test, Etaloquick, Heparinorm, K-Assay, My Expert QC, Néoplastine, Qualiris, ST Genesis, STA, STA Compact Max, STA-Liatest, STA-NeoPTimal, STA-R Evolution, STA R Max, STA Satellite, STA Workcell Max, STA Satellite Max, STG, Stachrom, Staclot, STart Max, STart 4, STic Expert sind geschützte Marken von Stago. Die Rechte an den in diesem Dokument verwendeten Marken und Logos sind im Besitz von Stago. Die Verwendung dieser Marken ist ohne Genehmigung von Stago nicht zulässig.

Schulungs- instrumente

Publikationen

Praktische Handbücher

- Seit 2014 wird die Reihe jährlich erweitert
- Aktuelle Informationen für die klinische Praxis und den Laboralltag
- Internationaler Wissenschaftsbeirat aus anerkannten Expertinnen und Experten
- Derzeit sechs Ausgaben erhältlich: Antiphospholipid Syndrome (**ref. 29289**)
- Parenteral anticoagulant (**ref. 29618**) - Oral anticoagulant (**ref. 29691**)
- Bleeding disorders (**ref. 300588**) - Platelet (**ref. 300726**) - Venous Thromboembolism (**ref. 301473**)




Verfügbar auf Englisch. A5 Format - ca. 100 Seiten

Quick guide

Das Wichtigste zu Hämostase und Thrombose im Taschenformat: Screening-Tests, Antikoagulanzen-Therapien, DIC, Thrombophilie, D-Dimer-Tests und Lupus-Antikoagulanzen (**ref. 28171**)

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch



DOAK: Praktischer Leitfaden

Alles Wissenswerte über direkte orale Antikoagulanzen (DOAK): Indikationen, Dosierung, Wechselwirkungen, Gegenanzeigen, Pharmakokinetik, Wirkung auf Hämostasetests, Verwendung von DOAK in diversen klinischen Situationen und Stago-Lösungen. (**ref. 300345**)


Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch



Referenzbereiche und Empfehlungen

Praktische Tabellen und Informationen zu diversen Themen: Hämostase und Schwangerschaft (**ref. 29211**) - Hämostase in der Pädiatrie (**ref. 29202**) - Antikoagulation bei Kindern (**ref. 29201**) - ISTH-Diagnosealgorithmus für DIC (**ref. 26905**).


Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch (je nach Referenznummer)



Geschichte der Thrombose/ Geschichte der Hämophilie

Doppelposter über die Geschichte zweier häufiger Störungen der Blutgerinnung: Thrombose (**ref. 29628**) und Hämophilie (**ref. 300420**).

Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch und Chinesisch (je nach Poster)



Die angegebenen Referenznummern sind die der englischen Version.



Stago Deutschland GmbH
Cecilienallee 6-7
D - 40474 - Düsseldorf
+49 211 913237-00
+49 211 913237-11
info@de.stago.com
www.stago.de